



**מדריך למשתמש (COVID-19):  
הנחיות לחיטוי מערכת רוג'ר  
בסביבת הכיתה**



**PHONAK**  
life is on

מסמך זה מרכז הנחיות חיטוי של מערכות רוג'ר בסביבת הכיתה במיוחד בעידן הנוכחי של המאבק בנגיף הקורונה (Covid-19). ניתן להיעזר בו בכיתות בהן מועברת מערכת הרוג'ר מאדם לאדם.

נגיף הקורונה מועבר דרך מערכת הנשימה באופן טיפתי כאשר אדם החולה בנגיף מתעטש או משתעל או בעקבות מגע ברוק או הפרשות מהאף/פה של אדם החולה בקורונה.

(ראו: <https://www.who.int/health-topics/coronavirus>).

בעת שימוש באביזרים המועברים מיד ליד בין אנשים (ממש כמו עגלת סופרמרקט, שלט טלוויזיה כרטיס אשראי), עולה הסיכון להידבק בנגיף הקורונה. כך גם כאשר למשדרי מערכת רוג'ר בכיתה הלימוד. גם אנשים ללא תסמיני מחלה עשויים להדביק אחרים בנגיף ולכן מומלץ מאוד להקפיד לבצע חיטוי של משדר רוג'ר בסביבת הכיתה.

יש להשתמש במגבוני חיטוי המיועדים להשמדת חיידקים ונגיפים כמו נגיף הקורונה. אין להשתמש בנוזלי חיטוי המיועדים לחיטוי ידיים או במי חמצן! אלה עשויים להכיל חומרים כגון כהל, כלור או חומרי חמצון המזיקים לרכיבים האלקטרוניים של מערכת הרוג'ר כמו כן, אין להשתמש באקונומיקה. שימוש בנוזל חיטוי לא מתאים עלול לגרום נזק בלתי הפיך למכשיר.

ישנה עדיפות להשתמש בתכשירי חיטוי על בסיס מים או איזופרופנול (נוזל כהלי המשמש כממיס).

### מספר הנחיות לניקוי וחיטוי:

- ✓ יש להיצמד להנחיות יצרן מטליות החיטוי בכל הנוגע למשך העברת המטלית וזמן ייבוש המשטח לאחר הניגוב. יש להשתמש במגבוני חיטוי בלבד. בשום אופן אין להשתמש בשום נוזל באופן ישיר.
- ✓ נגבו את משדר הרוג'ר עם מטלית חיטוי חד פעמית הספוגה בחומר חיטוי.
- ✓ זרקו את המטלית המשומשת לאשפה. אין להשתמש בה שוב.
- ✓ אסור לרסס/להתיז ישירות חומר חיטוי על המשדר או לטבול את המשדר בחומר חיטוי!

✓ יש לוודא שפתחים ושקעים שונים כגון פתחי המיקרופון או שקע ההטענה לא יבואו ישירות במגע עם נזל החיטוי. מגע כזה עשוי להזיק לרכיבים האלקטרוניים הפנימיים.

✓ במהלך ניגוב המשדר ובזמן הייבוש לאחר הניגוב, אין ללחוץ על כפתורים או להזיזם עד לייבוש מלא.

חברת סונובה ניסחה הנחיות אלו על מנת להדריך לקוחות הנעזרים במוצריה. האחריות על תחזוקת המוצר הינה על המשתמש בלבד. סונובה לא תישא באחריות על נזקים הנגרמים כתוצאה משימוש לא נכון במוצרים או שימוש במוצרי חיטוי על בסיס אלכוהול העשויים לגרום נזק לגוף המוצר או לרכיבים אלקטרוניים רגישים במוצר.

## Life is on

אנו בפונאק מאמינים ששמיעה טובה היא תנאי חיוני על מנת למצות מה שיש לחיים להציע. כבר למעלה מ-70 שנה, אנו פועלים בהתאם למשימה שלקחנו על עצמנו, על ידי פיתוח פתרונות שיקום שמיעה פורצי דרך המשנים את חייהם של אנשים ומאפשרים להם לשגשג רגשית וחברתית.

<https://www.phonak.com/us/en.html>

**sonova**  
HEAR THE WORLD



© 2020 Sonova AG. All rights reserved.