

פונקציית הקלדה קולית במקלט Roger Neckloop

הוראות התקנה

ניתן לחבר את ה-Roger Neckloop למחשב, לטאבלט או לסמארטפון על מנת ליצור כתוביות אוטומטיות בשידור חי בעזרת תוכנת הקלדה קולית של צד שלישי.

הכנות

1. יש להטעין את ה-Neckloop ואת המיקרופון של רוג'ר.
2. יש לוודא שה-Neckloop מחובר למיקרופון של רוג'ר (עיינו בהוראות המשתמש של ה-Neckloop).
3. יש לוודא שתוכנת הקלדה קולית, תוכנת תמלול חי או תוכנת זיהוי דיבור של צד שלישי מותקנת על המחשב, הסמארטפון או הטאבלט.

חיבור למחשב

אביזרים נדרשים: כבל ה-USB-C ל-USB-A הכלול באריזה.

1. חברו את כבל ה-USB ל-Neckloop ולמחשב:



2. הפעילו את ה-Neckloop.



3. במחשב, בדקו שה-Neckloop נבחר כמקור הקלט (בהגדרות הקול):



4. הפעילו במחשב שלכם את תוכנת ההקלדה הקולית (אפליקציית צד שלישי).
לחלופין, ניתן גם להפעיל את מאפיין זיהוי הדיבור (Dictate) של Microsoft Word:



5. דברו לתוך המיקרופון של Roger ותוכנת ההקלדה הקולית או Microsoft Word יהפכו את המילים שלכם לטקסט.

חיבור לסמארטפון או לטאבלט עם חיבור USB-C

אביזרים נדרשים: כבל ה-USB-C ל-USB-A הכלול באריזה ובעזרת מתאם מסוג OTG, או כבל USB-C ל-USB-C.

1. חברו את ה-Neckloop לסמארפון או לטאבלט בעזרת מתאם ה-OTG וכבל ה-USB הכלול, או השתמשו בכבל USB-C ל-USB-C.
2. הפעילו את ה-Neckloop.
3. הפעילו בסמארטפון או בטאבלט שלכם את אפליקציית ההקלדה הקולית (למשל Google Transcribe).
4. במידת הצורך, בחרו את ה-Neckloop כמקור הקלט.
5. דברו לתוך המיקרופון של רוג'ר ותוכנת ההקלדה הקולית תהפוך את המילים שלכם לטקסט.

חיבור לסמארטפון או לטאבלט עם חיבור Lightning

אביזרים נדרשים: כבל ה-USB-C ל-USB-A הכלול באריזה ומתאם למצלמה Lightning ל-USB3 ומטען הטלפון שלכם.

1. חברו את המתאם לסמארטפון.
2. חברו את מטען הטלפון שלכם למתאם.
3. חברו את ה-Neckloop למתאם בעזרת כבל ה-USB-C ל-USB-A הכלול באריזה.
4. הפעילו את ה-Neckloop.
5. הפעילו בסמארטפון או בטאבלט שלכם את אפליקציית ההקלדה הקולית.
6. במידת הצורך, בחרו את ה-Neckloop כמקור הקלט.
7. דברו לתוך המיקרופון של רוג'ר ותוכנת ההקלדה הקולית תהפוך את המילים שלכם לטקסט.

