

Roger™ Touchscreen Mic

מדריך למשתמש



röger

PHONAK
life is on



תוכן העניינים

ברוכים הבאים	2
במבט חטוף	3
מסך מגע	4
מסך הבית (המסך הראשי)	4.1
תצוגה מהירה	5
לחצנים / אייקונים	6
אייקוני פעולה	6.1
סטטוס אייקוני פעולה	6.2
אייקוני ניווט	6.3
האייקונים של שורת הסטטוס	6.4
נוריות חיווי	7
מד תאוצה	8
שרוך קשירה	9
אביזרים סטנדרטיים	10
מטען	10.1
שרוך קשירה	10.2
נרתיק	10.3
כבל אודיו	10.4
כבל הקלטה	10.5
אביזרים אופציונליים	11
מדף טעינה	11.1
Roger WallPilot	11.2

תיק	11.3
תופסן לחגורה ומיקרופון Boom	11.4
תיק מגן	11.5
מגן למסך	11.6
מתאם לארה"ב/בריטניה	11.7
פונקציות בסיסיות	12
הפעלת המיקרופון	12.1
כיבוי המיקרופון	12.2
פונקציית שינה/יציאה ממצב שינה	12.3
השתקה / ביטול ההשתקה	12.4
פונקציות	13
Connect (חיבור)	13.1
Network (רשת)	13.2
Check (בדיקה)	13.3
List devices (רשימת אביזרים)	13.4
Disconnect (התנתקות)	13.5
SoundField	13.6
אופציות מתקדמות	14
SubNet	14.1
JoinNet	14.2
NewNet	14.3

מצבי המיקרופון	15
מצב אוטומטי - כיצד הוא עובד?	15.1
מצב קבוצה קטנה	15.2
מצב שרוך קשירה	15.3
מצב הצבעה	15.4
הגדרות	16
תפריט Settings (הגדרות)	16.1
Languages (שפות)	16.2
Name (שם)	16.3
מצב Network (רשת)	16.4
מצב Network (רשת) - Mixing (מעורב)	16.4.1
מצב Network (רשת) - Primary Talker (דובר ראשי)	16.4.2
מצב Network (רשת) - Equal Talker (דובר שווה)	16.4.3
הבנת "תפקידי" המיקרופון ברשת	16.4.4
Push-to-Talk (PTT)	16.5
כיצד להשתמש ב-Roger Pass-around (PTT)	16.5.1
כיצד להשתמש ב-Roger Pass-around (VAD)	16.5.2
קריאת ספר באמצעות ה-Roger Pass-around	16.5.3
מצב Pointing (הצבעה)	16.6
הגדרות אודיו	16.7

Input (כניסה)	16.7.1
יציאה (מחשב/מחשב לוח)	16.7.2
Roger Receiver settings (הגדרות רסיבר Roger)	16.8
Name (שם)	16.8.1
EasyGain (רמת EasyGain)	16.8.2
CI profile (פרופיל שתל שבלולי)	16.8.3
Default settings (הגדרות ברירת מחדל)	16.8.4
View network (תצוגת רשת)	16.9
DigiMaster audio IN	16.10
Reconfiguration (הגדרה מחדש)	16.11
Verification mode (מצב וריפיקציה)	16.12
Quick menu (תפריט מהיר)	16.13
Display settings (הגדרות תצוגה)	16.14
Brightness (בהירות המסך)	16.14.1
Screen saver (שומר מסך)	16.14.2
Roger Pass-around	16.15
Volume button (לחצן ויסות עוצמת הקול)	16.15.1
Automute (השתקה אוטומטית)	16.15.2
Mute button (לחצן השתקה)	16.15.3
Power (הספק)	16.16
Connect settings (הגדרות חיבור)	16.17
Connect (חיבור)	16.17.1
Mass connect (חיבור מרוכז)	16.17.2

תנאים משפטיים	16.18
Roger Touchscreen Mic - אודות ה	16.19
איפוס המיקרופון	17
מידע טכני	18
תקן התקשורת האלחוטית של Roger	18.1
טווח פעולה	18.2
תאימות רשת	18.3
שאלות נפוצות	19
איתור תקלות וטיפול בהן	20
שירות ואחריות	21
מידע אודות תאימות	22
תיאור הסמלים	23
מידע בטיחותי חשוב	24
אזהרות	24.1
מידע בטיחותי אודות המוצר	24.2
מידע חשוב נוסף	24.3

לנוחיות הקריאה, נתייחס אל ה-Roger Touchscreen Mic במדריך זה כ"מיקרופון".

2 ברוכים הבאים

אנו מברכים אתכם על בחירתכם ב - Roger Touchscreen Mic של חברת פונאק. Roger Touchscreen Mic הינו מוצר מאיכות עילית שווייצרית, אשר פותח על ידי פונאק, אחת החברות המובילות בעולם בטכנולוגיות שמיעה.

אנא קראו הוראות שימוש אלה ביסודיות על מנת שתוכלו להפיק תועלת מכל האפשרויות שה - Roger Touchscreen Mic שלכם מציע.

במידה ויש לכם שאלות, אנא פנו לקלינאי התקשורת המטפל בכם.

Phonak – life is on

www.phonak.com



3 במבט חטוף

לחצן הפעלה וכיבוי (On/Off) ①

הפעלת מסך / כיבוי מסך ②

נורית חיוי ③

מיקרופונים ④

השתקה ⑤

מסך מגע ⑥

micro USB ⑦

שקע 3.5 מ"מ ⑧




רגליים ⑨

שרוך קשירה: תפס / שחרור ⑩

תפס לשרוך הקשירה ⑪

התאמת האורך ⑫

תפס ביטחון מיוחד להסרה מיידית ⑬



4 מסך מגע

נדרשים רק שני סוגי תנועות אצבע על גבי מסך המגע על מנת לבצע פעולות: (א) הקשה קלה, ו (ב) תנועת דפדוף.

תנועת דפדוף



נקישה קלה



2.3 תיאור המכשיר

מסך זה כולל שלושה אייקונים, וכן את נקודת ההתקדמות הלבנה בפוזיציה השמאלית.



5 תצוגה מהירה

השתמשו בפונקציה זאת על מנת לראות תצוגה מהירה של סטטוס המיקרופון.



Name:	Kathy
Role:	Primary
Network:	Mixing
Microphone:	Automatic
Firmware:	1.0

כיצד להשתמש בפונקציה זאת?
דפדפו כלפי מעלה מתחתית מסך הבית.

Name	ניתן להתאים שדה זה לשם זיהוי מהיר של המיקרופון תצוגת סטטוס המיקרופון ברשת: עצמאי (stand-alone), ראשי (Primary) או משני (Secondary)
Role	תצוגת המצב הנוכחי של הרשת, בחירה באמצעות תפריט Pointing או MultiTalker Mixing, Primary talker
Network	תצוגת המצב הנוכחי של המיקרופון (בחירה באמצעות אייקון Pointing או Mic mode Automatic, Small Group, Lanyard
Microphone	תצוגת גירסת התוכנה הנוכחית של המיקרופון
Firmware	

6 לחצנים / אייקונים

למיקרופון שני לחצנים, השולטים על פונקציית ההשתקה וכן על הפעלה וכיבוי של המיקרופון. כל הפונקציות וההגדרות האחרות נשלטות על ידי נקישה על אייקונים על גבי מסך המגע.

6.1 אייקוני פעולה

	פונקציה	אייקון
	חיבור אביזרי Roger אל הרשת של המיקרופון	 Connect
מסך הבית	חזרה אל הרשת של המיקרופון מ- SubNet	 Network
	יצירת תת-רשת זמנית (המיועדת לשם דיבור אל אחד התלמידים או יותר ללא הפרעה לאחרים)	 SubNet
	תצוגה של רשימה של אביזרים המחוברים אל המיקרופון ברשת הכיתה	 List devices
מסך 2	ביצוע בדיקה אלחוטית שאביזר אחר מחובר או עובד כהלכה	 Check

פונקציה

אייקון



SoundField

כיוון עוצמת הקול של רמקול
Roger Dynamic SoundField DigiMaster

מסך 2



Disconnect

ניתוק אביזר מו הרשת של המיקרופון



NewNet

ביטול רשת המיקרופון
(כולל תתי-רשת SubNets)



Settings

פתיחת תפריט ההגדרות
(Settings) של המיקרופון

מסך 3



JoinNet

הצטרפות של מיקרופון או רסיבר אחר
לרשת הקיימת



Mic mode

פתיחת תפריט מצב Mic

6.2 סטטוס אייקוני הפעולה



לא פעיל



נלחץ



נבחר

6.3 אייקוני ניווט

אלה הם האייקונים שאתם רואים כאשר מנווטים בין הפונקציות וההגדרות השונות ובוחרים בהן.

אייקון חזרה (Return) (מופיע בקצה השמאלי העליון של המסך) - חזרה אל המסך הקודם.

אייקון הבית (Home) (מופיע משמאל למעלה) - חזרה אל מסך הבית האחרון שהוצג.

אישור האפשרות המוצעת (Check mark) (מופיע מימין למעלה) - אישור הבחירה וחזרה למסך הקודם.

6.4 האייקונים של שורת הסטטוס

נמצאים בראש המסך, ומציגים סוגים שונים של מידע אודות המיקרופון שלכם.

7 נוריות חיווי

למיקרופון שתי נוריות חיווי: האחת מעל לחצן ההפעלה והכיבוי (On/Off), והשנייה מסביב ללחצן ההשתקה (Mute) הגדול.

פונקציה - ראו תמונות משמאל לימין סמל



סטטוס הסוללה / בטעינה / סוללה חלשה



משך זמן השימוש שנותר



מצב המיקרופון: Lanyard / Small Group / Pointing



מצב הרשת: Network / SubNet



אודיו: Input / Output / Boom















כבל ה-USB מחובר



תפקיד המיקרופון ברשת:
Stand-alone / Primary / Secondary

7 נוריות חיווי

	משמעות	סמל
	הפעלה / כיבוי (On/Off)	
	בטעינה	
	הסוללה טעונה במלואה	
	המיקרופון מופעל	
	יש להטעין את המיקרופון	
	הפעלה / כיבוי (On/Off)	
	בטעינה	
	הסוללה טעונה במלואה	
	המיקרופון מושתק	
	המיקרופון הראשי אינו זמין	


8 מד תאוצה

רכיב פנימי זה מנתח את הכיוון של המיקרופון, תוך התאמה /
אופטימיזציה של שלושת המיקרופונים שלו בהתאם.

9 שרוך נשיאה

השרוך נועד לענידת המיקרופון מסביב לצוואר.
המרחק מן הפה אל קצהו העליון של המיקרופון צריך להיות כ- 20 ס"מ.
השרוך כולל תפס ביטחון להסרה מיידית של השרוך.

כיצד להשתמש בו?



10 אביזרים סטנדרטיים

האביזרים הבאים כלולים באריזה של המיקרופון:



- מטען
- שרוך נשיאה
- נרתיק
- כבל אודיו
- כבל הקלטה


10.1 מטען

המיקרופון כולל סוללת ליתיום פולימר נטענת. על מנת להטעין את הסוללה, חברו את המיקרופון אל השקע החשמלי באמצעות כבל ה-Micro USB והמתאם החשמלי המסופקים.

כאשר הסוללה טעונה במלואה (נורית החיווי תדלק בצבע ירוק יציב), יש לנתק את ספק הכוח מן השקע ואת כבל ה-USB מן המיקרופון.

10.2 שרוך נשיאה

מתחבר אל הקצה העליון של המיקרופון.



10.3 נרתיק

השתמשו בנרתיק זה על מנת להגן על המיקרופון משריטות. ניתן לכבס את הנרתיק ביד בלבד.



10.4 כבל אודיו

משמש לחיבור התקן אודיו חיצוני.



10.5 כבל הקלטה

משמש להקלטת אות היציאה של המיקרופון על מחשב או מחשב לוח.



11 אביזרים אופציונליים

האביזרים הבאים אינם כלולים באריזה של המיקרופון:

- מדף טעינה
- Roger WallPilot
- תופסן לחגורה ומיקרופון Boom
- תיק מגן
- מגן למסך
- מתאם לארה"ב / בריטניה

11.1 מדף טעינה

משמש לטעינה של עד 4 אביזרים
מסוג Roger for Education.





Roger WallPilot 11.2

מחבר באופן אוטומטי רסיברים מסוג Roger ומיקרופונים לרשת Roger. תלוי על הקיר.



11.3 תיק נשיאה

משמש להגנה על המיקרופון במהלך העברה שלו.

11.4 תופסן לחגורה ומיקרופון Boom

לשימוש כאשר שרוך הנשיאה אינו זמין. כאשר מיקרופון Boom הוא בשימוש, מצב מיקרופון אוטומטי הופך ללא פעיל. על מנת להגיע למצבים כגון Small Group mode (מצב קבוצה קטנה), יש להסיר את הכבל של מיקרופון Boom מן ה-Roger Table Mic.

❗ לא ניתן להשתמש במיקרופון EasyBoom השייך ל-Roger Inspiro ביחד עם ה-Roger Touchscreen Mic.

11.5 תיק מגן

מגן על המיקרופון מנזק אפשרי.

11.6 מגן למסך

מונע מהמסך להישרט. דורש החלפה במקרים של שימוש אינטנסיבי.

11.7 מתאם לארה"ב / בריטניה

מתאם מיוחד לספק הכוח של המיקרופון.

למידע נוסף, אנא בקרו באתר הבית של חברת פונאק:
www.phonak.com

12 פונקציות בסיסיות

12.1 הפעלת המיקרופון



לחצו לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה והכיבוי (On/Off) על שנורית החיווי תהבהב בצבע ירוק



12.2 כיבוי המיקרופון

לחצו לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה והכיבוי (On/Off) עד להופעת חלון פופ-אפ. פעלו על פי ההוראות המופיעות בחלון



על מנת להכניס את המיקרופון למצב שינה או להוציאו ממצב שינה, לחצו על לחצן ההפעלה והכיבוי (On/Off).

12.3 כיבוי מסך/ הפעלת מסך

פונקציית שינה מעבירה את מסך המיקרופון למצב שינה (Sleep), ומסייע לשמור על הסוללה ולמנוע פעולות שגויות במידה ומישהו נוגע במסך שלא בכוונה.

המיקרופון נכנס למצב שינה (נועל את עצמו) באופן אוטומטי לאחר פרק זמן מסוים שהוגדר מראש (ניתן לכוון משך זמן זה באמצעות: Settings / Display / Screen saver).

12.4 השתקה / ביטול השתקה

השתקה

- לחצו על לחצן ההשתקה (Mute).
- נורית החיווי תהבהב בצבע אדום, אות לכך שהמיקרופון הושתק, ואייקון Mute מוצג לרגע על המסך.

ביטול השתקה

- לחצו שוב על לחצן ההשתקה (Mute) על מנת לבטל את השתקת המיקרופון.



Connect 13.1 (חיבור)



פונקציה זאת מחברת אביזרי Roger קרובים, כגון רסיברים, מיקרופונים ואביזרי DigiMaster, אל הרשת של ה-Roger Touchscreen Mic.

כיצד להפעיל?

- אביזר Roger לחיבור חייב להיות מופעל ובטווח של 10 ס"מ מן ה-Roger Touchscreen Mic.
- הקישו על האייקון Connect לשם חיבור האביזר אל הרשת.



Network 13.2 (רשת)



פונקציה זאת מחזירה את המיקרופון לרשת הקיימת בחדר.

כיצד להפעיל?

מצב רשת הינו ברירת המחדל של המיקרופון - אייקון זה נבחר באופן אוטומטי (כלומר: מוצג כשהוא מוקף בעיגול ירוק)
בדרך כלל אין צורך להקיש על האייקון Connect, אלא לאחר שימוש ב- SubNet (ראו סעיף 14.1 להלן)



Check 13.3 (בדיקה)

פונקציה זאת בודקת את המידע באביזר Roger אחר.

כיצד להפעיל?

- אביזר Roger חייב להיות מופעל.
- דפדפו במסך עד שניתן לראות את האייקון Check (במסך 2).
- אביזר Roger חייב להיות בטווח של 10 ס"מ מן המיקרופון.
- הקישו על האייקון Check.

מה מוצג?

- סטטוס הרשת
- שם
- סוג אביזר
- מספר סידורי
- גירסת חומרה
- גירסת תוכנה
- סטטוס הסוללה
- סה"כ משך שימוש
- איכות הקשר (סטטיסטיקה לאחר 10 דקות שימוש)

סוג המידע המוצג עשוי להיות שונה מאביזר למשנהו.

13.4 List devices (רשימת אביזרים)



פונקציה זאת מציגה רשימה של אביזרי Roger, כגון רסיברים, אשר מופעלים ומחוברים לרשת הכיתה.

כיצד להפעיל?

- וודאו שכל אביזרי Roger מופעלים
 - דפדפו במסך ימינה ושמאלה עד שניתן לראות את האייקון List devices
 - הקישו על האייקון List devices (בתגובה יוצג סמל "חיפוש" מסתובב)
 - וודאו שהמיקרופון נמצא בטווח של 10 ס"מ מן האביזרים*
 - האביזרים יוצגו ברשימה (בסמוך לאביזרים שכבר מחוברים אל המיקרופון יוצג אייקון Connect)
 - לעצירת התהליך בכל שלב, יש להקיש על Home
- משך הזמן הנדרש להצגת הרשימה עשוי להיות שונה ממקרה למקרה.
- * המיקרופון עשוי לאתר גם אביזרים הנמצאים במרחק רב יותר.



13.5 Disconnect (התנתקות)

פונקציה זאת מנתקת אביזרי Roger מרשת המיקרופון.

כיצד להפעיל?

- דפדפו במסך ימינה ושמאלה עד שניתן לראות את האייקון Disconnect
- הניחו את הרסיברים (כשהם מופעלים) בטווח של 10 ס"מ מן המיקרופון
- הקישו על האייקון Disconnect



13.6 SoundField

פונקציה זאת מכוונת את עוצמת הקול של רמקול Roger Dynamic SoundField DigiMaster מחובר. האייקון מופיע בצבע אפור במידה ו-DigiMaster אינו מחובר למיקרופון

כיצד להפעיל?

- וודאו שה-DigiMaster מופעל
- דפדפו במסך ימינה ושמאלה עד שניתן לראות את האייקון SoundField
- הקישו על האייקון SoundField
- כוונו את העוצמה באמצעות +/-

14 אופציות רשת מתקדמות

טכנולוגיית Roger מאפשרת לכם ליהנות מפונקציות הרשת המתקדמות הבאות.

SubNet 14.1



ניתן להשתמש בפונקציה זאת על מנת לדבר בנפרד עם אחד מן התלמידים או יותר, ללא הפרעה לשאר המחוברים בקבוצה. זאת, על ידי יצירת תת-רשת זמנית. הדבר שימושי במיוחד במקרים כגון: הדרכה אחד-על-אחד, הדרכה לקבוצה קטנה, חזרה או תגבורת להוראות מסוימות, ועוד

כיצד להפעיל?

- הקישו על האייקון SubNet
- הקישו על האייקון Connect בטווח של עד 10 ס"מ מן הרסיבר של כל תלמיד
- דברו אל המיקרופון כרגיל

להפסקת השימוש ב- SubNet (וחזרה לרשת הכיתה):

- הקישו על האייקון Network
- אפשרות א': התלמיד עובר לפני Roger WallPilot (אביזר אופציונלי)
- אפשרות ב': הקישו Connect בטווח של 10 ס"מ מן הרסיבר של כל תלמיד



JoinNet 14.2

ניתן להשתמש בפונקציה זאת על מנת להתחבר לרשת של מיקרופון אחר ללא הפרעה לקבוצה, דרך כל מיקרופון או רסיבר ברשת האחרת.
הדבר שימושי במיוחד עבור עוזרי הוראה.

כיצד להפעיל?

- דפדפו במסך ימינה ושמאלה עד שניתן לראות את האייקון JoinNet
- הקישו על האייקון JoinNet בטווח של 10 ס"מ מן ה- Roger Touchscreen Mic, הרסיבר או WallPilot ברשת הרצויה



Disconnect 13.5 (התנתקות)

מוחק את הרשת הנוכחית במיקרופון (כולל תת-רשתות Subnets). כל האביזרים הנדרשים, כגון רסיברים ומיקרופונים נוספים, ידרשו חיבור מחדש.

כיצד להפעיל?

- דפדפו במסך ימינה ושמאלה עד שניתן לראות את האייקון NewNet
- הקישו על האייקון NewNet
- הקישו Yes לאישור

15 מצבי המיקרופון

ה-Roger Touchscreen Mic כולל ארבעה מצבים המתאימים לכל סטואציה:

- Automatic (אוטומטי): ברירת מחדל
- Small Group (קבוצה קטנה)
- Pointing (הצבעה)
- Lanyard (שרוך קשירה)



כיצד ניתן לעבור ממצב למצב?

- דפדפו במסך ימינה ושמאלה עד שניתן לראות את האייקון Mic mode
- הקישו על האייקון Mic mode
- בחרו במצב המיקרופון הרצוי

15.1 מצב אוטומטי (Automatic) - כיצד הוא עובד?

במצב זה המיקרופון בוחר בעצמו באופן אוטומטי את המצב בו הוא יפעל: Small group (קבוצה קטנה), Pointing (הצבעה), במידה ומצב זה פעיל, או Lanyard (שרוך קשירה). בחירה אוטומטית זאת מבוססת על מד התאוצה המובנה בתוכו, המנתח את הכיוון של המיקרופון.

15 מצבי המיקרופון

15.2 מצב קבוצה קטנה (Small group)


השימוש במצב זה נועד למצבים בהם הקבוצה מונה מ- 2 עד 5 תלמידים.


כיצד להפעיל?

- הניחו את ה- Roger Touchscreen Mic במרכז השולחן
- המיקרופון יאחר את קולות התלמידים, ויכוון את שלושת המיקרופונים המובנים בו לכל דובר
- בשורת הסטטוס יופיע האייקון Small Group

① במצב זה החיבור לכל המיקרופונים המשניים וה- DigiMaster יושהו זמנית.




 Small Group



15 מצבי המיקרופון

15.3 מצב שרוך נשיאה (Lanyard)

השימוש במצב זה נועד למצבים בהם עונדים את המיקרופון מסביב לצוואר. בשורת הסטטוס יופיע האייקון Lanyard.




15.4 מצב הצבעה (Pointing)

לעיתים מי שאחראי לשימוש ב-Roger Touchscreen Mic הוא התלמידים עצמם. הם עשויים, למשל, לקחת את האביזר איתם לכיתות שונות. מצב הצבעה (Pointing) מאפשר לתלמיד לכוון את המיקרופון לכיוון הדובר על מנת לקלוט את קולו (הטווח: עד כ- 4 מטרים).

- בשורת הסטטוס יופיע האייקון Pointing
- מצב Pointing זמין רק כאשר המיקרופון משמש כאביזר עצמאי (stand-alone)

① מצב Pointing זמין רק כאשר המיקרופון משמש כאביזר עצמאי (stand-alone)

Pointing



16 הגדרות

16.1 תפריט Settings (הגדרות)

השימוש בתפריט זה מיועד להגדרת התכונות והפונקציות השונות של המיקרופון. חלק מן האפשרויות בתפריט מוצגות על המסך בצבע אפור עד שהן מופעלות.

כיצד להפעיל?

- דפדפו במסך ימינה ושמאלה עד שניתן לראות את האייקון Settings
- הקישו על האייקון Settings
- שנו את ההגדרה שברצונכם לשנות
- כאשר סיימתם, הקישו על Return (משמאל למעלה) ואז הקישו Home (משמאל למעלה)

16.2 Languages (שפות)

- פונקציה זאת קובעת את שפת הממשק של המיקרופון. כיצד להפעיל?
- בחרו את השפה הרצויה מן התפריט

16.3 Name (שם)

- פונקציה זאת מאפשרת לכם לתת למיקרופון שם כרצונכם לצורך זיהוי קל יותר שלו. כיצד להפעיל?
- דפדפו והקישו על האותיות הרצויות של השם שבחרתם. לביטול האות האחרונה שהוכנסה, הקישו X (בצד שמאל)

16.4 מצב Network (רשת)

במידה ומספר משתמשי מיקרופון צריכים לדבר אל מקלטים באותה הרשת, קיימים מספר מצבים:


- מצב Mixing (מעורב) - ברירת מחדל
- מצב Primary Talker (דובר ראשי)
- מצב Equal Talker (דוברים שווים)

כיצד להפעיל?

- בחרו את מצב ה- Network הרצוי לכם

16.4.1 מצב Network (רשת) - Mixing (מעורב)


- מיועד עבור מצבים בהם יש יותר ממרצה אחד בכיתה (לדוגמא: מורה ועוזר הוראה המלמדים בעת ובעונה אחת). שני המיקרופונים יכולים לקלוט ולשדר את אותות הקול של הדוברים בעת ובעונה אחת



במידה ומשתמשים בכיתה גם ב- Roger Pass- **i**
around, מצב Mixing תקף גם עבור אביזר זה.
במידה ומשתמשים במספר אביזרי Roger Pass-
around ביחד, האביזר הראשון אשר יזהה אות קולי
הוא שיופעל.

Roger Multimedia Hub עם מצב Mixing

כאשר משדר Roger Multimedia Hub זמין ברשת והדובר מרכיב את ה- Roger Touchscreen Mic, הרי שאותות הקול מן ה- Roger Multimedia Hub וקול הדובר יתערבבו זה בזה.



16.4.2 מצב Network (רשת) - Primary Talker (דובר ראשי)

מצב זה מעניק למרכיב מיקרופון Roger ה"ראשי" עדיפות כאשר הוא מדבר (ראו גם סעיף 16.4.4 - הבנת "תפקידי" המיקרופון ברשת).

16.4.3 מצב Network (רשת) Equal Talker (דובר שווה)
במידה וישנם שני משתמשי מיקרופון Roger או יותר, הראשון לדבר יקבל עדיפות על פני האחרים.

16.4.4 הבנת "תפקידי" המיקרופון ברשת
ניתן לחבר מספר מיקרופונים לאותה רשת. כל מיקרופון מתפקד בהתאם לאחד מתוך שלושה תפקידים אפשריים: עצמאי (Stand-alone), ראשי (Primary) או משני (Secondary).

עצמאי (Stand-alone)

מיקרופון מתפקד כעצמאי כאשר הוא המיקרופון היחיד ברשת. במקרה זה, המיקרופון יכול להיות בכל אחד מן המצבים האפשריים (למעשה, מצב הצבעה (Pointing) אפשרי רק בתפקיד עצמאי (Stand-alone)).

ראשי (Primary) / משני (Secondary)

כאשר יש יותר ממיקרופון אחד ברשת, אביזר אחד לוקח את התפקיד הראשי (והוא זה המנהל את הרשת), בעוד האחרים לוקחים את התפקידים המשניים.

קל לזהות מתי מיקרופון הוא ראשי או משני: במידה ומיקרופון הוא ראשי, הספרה "1" מוצג מעל רקע ירוק בצידה השמאלי של שורת הסטטוס. במידה והוא משני, הספרה "2" מוצגת מעל רקע לבן.

Push-to-Talk (PTT) 16.5

פונקציה זאת מאפשרת לכל משתמש של Roger Touchscreen Mic להפעיל או לבטל את ההפעלה של פונקציית Push-to-Talk (PTT) של אביזר Roger Pass-around. ה-Roger Touchscreen Mic אינו כולל פונקציית PTT משל עצמו.

ה-Roger Pass-around מציע שתי דרכים שונות לקלוט את קולו של הדובר:

- ברירת מחדל (כמו כל המיקרופונים מסוג Roger)
- מזהה קול אוטומטי (VAD – Voice Activity Detector)
- אופציונלי: PTT ידני


מאחר ו-P TT אינו פעיל כברירת מחדל, פונקציה זאת חייבת להיות מופעלת ב-Roger Touchscreen Mic לפני השימוש.

רק אביזר Roger Pass-around אחד ישדר לרשת בכל זמן נתון. ניתנת עדיפות למשתמש הראשון אשר לחץ על לחצן ה- PTT במיקרופון שלו.

כיצד להפעיל או לבטל את הפעלת פונקציית ה- PTT?
■ בחרו Activate (הפעלה) או Deactivate (ביטול הפעלה)


16.5.1 כיצד להשתמש ב- Roger Pass-around (PTT)

החזיקו את ה- Roger Pass-around קרוב אל הפה לחצו והחזיקו את לחצן המיקרופון, ודברו. האור הירוק מצוין שהקול משודר לרסיברים ול- SoundField במידה ומחוברים לרשת אביזרי Roger Pass-around נוספים, נוריות החיווי בהן ידלקו בצבע כתום. כאשר סיימתם לדבר, שחררו את לחצן המיקרופון נורית החיווי תכבה.



16.5.2 כיצד להשתמש ב- Roger Pass-around (VAD)

- החזיקו את ה- Roger Pass-around קרוב אל הפה
- האור הירוק מצוין שהקול משודר לרסיברים ול- SoundField
- כאשר סיימתם לדבר, נורית החיווי תכבה




16.5.3 קריאת ספר באמצעות ה- Roger Pass-around

כאשר תלמיד קורא באזני הקבוצה, אנו ממליצים להשתמש ב- Roger Pass-around עם המעמד השולחני שלו.

גישה זאת מאפשרת לתלמיד להשתמש בשתי ידיו/ידיה להחזקת הספר. בנוסף לכך, מד התאוצה של ה- Roger Pass-around מאתר את מיקומו במעמד השולחני ומתאים אוטומטית את המיקרופון הפנימי שלו לביצועים טובים יותר.


כיצד לקרוא בספר כאשר ה-PTD מופעל:

- לחצו על לחצן המיקרופון של ה- Roger Pass-around
- האור הירוק מצייין שהמיקרופון של ה- Roger Pass-around פעיל
- במידה ומחוברים לרשת אביזרי Roger Pass-around נוספים, נוריות החיווי בהן ידלקו בצבע כתום
- החזיקו בספר בשתי הידיים ודברו לכיוון ה- Roger Pass-around
- כאשר סיימתם לקרוא, לחצו שוב על לחצן המיקרופון נורית החיווי תכבה



כיצד לקרוא בספר כאשר ה-PTT אינו מופעל (ברירת מחדל VAD):

- החזיקו בספר בשתי הידיים ודברו לכיוון ה-Roger Pass-around
- נורית החיווי תידלק בירוק, והדבר מציין שהקול של התלמיד/ה משודר לרסיברים ול-SoundField
- במידה ומחוברים לרשת אביזרי Roger Pass-around נוספים, נוריות החיווי בהן לא יידלקו
- כאשר סיימתם לקרוא, נורית החיווי תכבה



16.6 מצב Pointing (הצבעה)

פונקציה זאת מפעילה / מבטלת את ההפעלה של מצב Pointing (הצבעה) במיקרופון.

כיצד להפעיל?

■ בחרו Activate (הפעלה) או Deactivate (ביטול הפעלה), כנדרש.

כאשר בוטלה הפעלת מצב Pointing, האופציה בתפריט המיקרופון תופיע בצבע אפור, כך שאי אפשר יהיה לבחור בה.

16.7 הגדרות אודיו

ה-Roger Touchscreen Mic מציע את חיבורי האודיו הבאים:

- Input (כניסה)
- Output (יציאה) (מחשב לוח)
- Output (יציאה) (מחשב אישי)

16.7.1 Input (כניסה)

מאפשר ל-Roger Touchscreen Mic לשדר מכל מכשיר מולטימדיה אל הרשת של המיקרופון.

כיצד להפעיל?

- חברו קצה אחד של כבל 3.5 מ"מ המסופק עם המיקרופון לשקע היציאה (Out) של מכשיר המולטימדיה
- חברו את הקצה השני אל שקע האודיו של ה-Roger Touchscreen Mic
- בחרו Input (כניסה)


16.7.2 יציאה (מחשב / מחשב לוח)

משדר את קולו של הדובר מן ה-Roger Touchscreen Mic אל מחשב או מחשב לוח לצורך הקלטה.

כיצד להפעיל?

- חברו קצה אחד של כבל 3.5 מ"מ המסופק עם המיקרופון לשקע המיקרופון של כבל ההקלטה
- חברו את הקצה השני אל שקע האודיו של ה-Roger Touchscreen Mic
- במידה והמחשב / מחשב הלוח כולל כניסת מיקרופון נפרדת: חברו את הקצה השני של כבל ההקלטה אל שקע המיקרופון הזה
- במידה והמחשב / מחשב הלוח כולל כניסה בודדת של אוזניות (ללא כניסת מיקרופון נפרדת): חברו את הקצה השני של כבל ההקלטה אל שקע האוזניות הזה
- בחרו Output (Tablet) (יציאה, מחשב לוח)

ההבדל היחיד בין האפשרויות Output (tablet) ו- Output (computer) מחשב לוח ומחשב, בהתאמה היא רמת ההספק ביציאה של מחבר האודיו של ה- Roger Touchscreen Mic.



Roger Receiver settings 16.8 (הגדרות רסיבר Roger)

השתמשו בפונקציה זאת על מנת להגדיר את הנתונים הבאים ב- Roger Touchscreen Mic:

- Name (שם) - לזיהוי קל ברשת באמצעות שם האביזר
- EasyGain - לכיוון רמת ה- EasyGain
- Ci profile (פרופיל שתל שבלולי) - Roger X בלבד
- Default settings (הגדרות ברירת מחדל)

כיצד להפעיל?

- וודאו שהרסיבר מסוג Roger נמצא בטווח של 10 ס"מ מן ה-Roger Touchscreen Mic
- בחרו Roger Receiver settings
- בחרו בנתון שברצונכם לעדכן

16.8.1 Name (שם)

כיצד להפעיל?

- בחרו באופציה Name
- הכניסו את השם הרצוי תוך שימוש במקש הדפדוף
- לביטול האות האחרונה שהוכנסה, הקישו X (בצד ימין)

16.8.2 EasyGain (רמת EasyGain)

כל לחיצה על סימן + או - מהווה שינוי של 2 דציבלים (עד למכסימום של 8 דציבלים חזק יותר או חלש יותר מברירת המחדל).

כיצד להפעיל?

- בחרו ברמת ה-EasyGain באמצעות לחיצה על סימן + או - על מנת לכוון את ה-Gain של הרסיבר המחובר למכשירי השמיעה

CI profile 16.8.3 (פרופיל שתל שבולוי)

כיצד להפעיל?

- בחרו בפרופיל לפי הרשום להלן
- Automatic - לכל השתלים השבולויים אשר אינם מופיעים ברשימה הבאה
 - Profile 2 (Opus 2)
 - Profile 3 (Naida + ComPilot/Sonnet)
 - Profile 4 (Harmony / Auria + 8dB EasyGain)
 - Profile 5 (MicroLink CI S)
 - Profile 9 (Nucleus 5, 6)
- פרופילים 1, 6, 7, 8 אינם מוגדרים בשלב זה לחצו על סימן השאלה (למעלה מימין) על מנת לצפות ברשימה.
- אנא בדקו באתר www.phonakpro.com (בדף FAQ) לגבי השתלים השבולויים הזמינים בשוק.

Default settings 16.8.4 (הגדרות ברירת מחדל)

פונקציה זאת נועדה להחזיר את הרסיבר להגדרות ברירת המחדל שלו.

כיצד להפעיל?

- בחרו default settings

16.9 View network (תצוגת רשת)

פונקציה זאת מציגה את המיקרופונים (MultiTalkers) או רמקולים (DigiMasters) מחוברים כרגע אל ה-Roger Touchscreen Mic ברשת. האביזרים חייבים להיות מופעלים על מנת להיות מוצגים ברשימה.

כיצד להפעיל?

- בחרו View MultiTalkers (מיקרופונים ומשדרי מדיה מסוג View DigiMasters (Roger DigiMasters אִו Roger

16.10 DigiMaster audio IN

פונקציה זאת מכוונת את עוצמת הכניסה של הרמקול של Roger DigiMaster.

כיצד להפעיל?

- להגברת העוצמה, לחצו +
- להנמכת העוצמה, לחצו -

16.11 Reconfiguration (הגדרה מחדש)

פונקציה זאת מאפסת ומחזירה את הגדרות השפה להגדרות המקוריות של האביזר.

כיצד להפעיל?

- בחרו Activate/Deactivate (ברירת מחדל) במידה ובחרתם Activate (להפעיל), תתבקשו לבחור את השפה של המיקרופון בפעם הבאה בה הוא יופעל. במידה ובחרתם Deactivate (לבטל הפעלה), השפה שנבחרה כעת תישמר בפעם הבאה בה המיקרופון יופעל.

16.12 Verification mode (מצב וריפיקציה)

פונקציה זאת היא לשימושם של אנשי המקצוע, והיא נועדה לבצע וריפיקציה בהתאם לפרוטוקול Roger POP (Phonak Offset Protocol). כאשר מופעלת הפונקציה Verification, תוצג שורת כותרת בצבע כתום מתחת לשורת הסטטוס.

כיצד להפעיל?

- בחרו Activate/Deactivate (ברירת מחדל) הפונקציה תחזור למצב אי-הפעלה (Deactivate) בכל פעם בה מכבים ומפעילים מחדש את המיקרופון.

Quick menu 16.13 (תפריט מהיר)

פונקציה זאת נועלת את רוב האייקונים (ראו להלן) על מנת למנוע שימוש בלתי מכוון. להפעלת פונקציה זאת נדרשת סיסמה.

כל האייקונים יינעלו מלבד: Connect (חיבור), Check (בדיקה), Disconnect (ניתוק), Settings (הגדרות), מאחר וארבעה אייקונים אלה נדרשים לתפעול יומיומי של המיקרופון. הלחצנים הפיזיים לא יינעלו.



Connect Check Disconnect Settings

כיצד ניתן לבחור סיסמה ראשונית?

- בחרו Set passcode (קבעו סיסמה)
- בחרו סיסמה בת 4 ספרות
- על מנת לבטל את הספרה האחרונה שהוכנסה, הקישו על x (מצד ימין)
- כאשר סיימתם, לחצו על Home

כיצד ניתן לשנות סיסמה?

- לחצו על Settings (הגדרות)
- הקישו את הסיסמה
- בחרו Quick menu (תפריט מהיר)
- בחרו Change password (שנו סיסמה)
- הקישו את הסיסמה החדשה

כיצד לנטרל את ה-Quick menu (תפריט מהיר)?

- בחרו Settings (הגדרות)
 - הקישו את הסיסמה
 - בחרו Quick menu (תפריט מהיר)
 - בחרו Disable Quick Menu (נטרלו את התפריט המהיר)
- במידה ושכחתם את הסיסמה, חייבים לאפס את המיקרופון (ראו פרק 17).

16.14 Display settings (הגדרות תצוגה)

פונקציה זאת נועדת לכוון את ההגדרות הבאות של האביזר:

- בהירות המסך
- שומר מסך

16.14.1 Brightness (בהירות המסך)

כיצד להפעיל?

- להגברת בהירות המסך, לחצו +
- להחלשת בהירות המסך, לחצו -

16.14.2 Screen saver (שומר מסך)

כיצד להפעיל?

בחרו את משך הזמן הרצוי שלאחריו יחל שומר המסך לפעול ברירת המחדל היא 30 שניות.

Roger Pass-around 16.15

פונקציה זאת משנה את ההגדרות של אביזרי Roger Pass-around המחוברים לרשת ונמצאים באותו חדר.

כיצד להפעיל?

- לחצו Roger Pass-around
- בחרו בהגדרה אותה אתם מעוניינים לשנות:
 - Volume button (לחצן ויסות עוצמת הקול)
 - Automute (השתקה אוטומטית)
 - Mute button (לחצן השתקה)

16.15.1 Volume button (לחצן ויסות עוצמת הקול)

על מנת למנוע מן התלמידים את האפשרות לשנות את עוצמת הקול, לחצן זה חייב להישאר נעול.

כיצד להפעיל?

- לחצו Lock (נעילה) או Unlock (שחרור נעילה) - ברירת המחדל

Automute 16.15.2 (השתקה אוטומטית)

כאשר ה- Roger Pass-around נמצא על השולחן, הוא ישתיק את עצמו אוטומטית (Automute).

כיצד להפעיל?

- על מנת להפעיל או לבטל את פונקציית ההשתקה האוטומטית, לחצו Activate או Deactivate, בהתאמה

Mute button 16.15.3 (לחצן השתקה)

לחצן זה נמצא במצב לא פעיל כברירת מחדל על מנת שהוא לא יילחץ בטעות כאשר האביזר מועבר בין התלמידים בכיתה. עם זאת, ניתן להפעיל אותו אם מעוניינים בכך.

כיצד להפעיל?

- על מנת להפעיל או לבטל את פונקציית ההשתקה, לחצו Deactivate IX Activate (ברירת המחדל), בהתאמה.

Power 16.16 (הספק)

פונקציה זאת מכוונת את ההספק של המיקרופון (מה שמשפיע על טווח הפעולה שלו) על מנת להגדיל את משך פעולה של הסוללה.

כיצד להפעיל?

- בחרו באפשרות הרצויה:
- Standard (סטנדרטי): 100 mW, טווח: 20 מטרים
- Reduced (מופחת): 16 mW, טווח: 12 מטרים

Connect settings 16.17 (הגדרות חיבור)

פונקציה זאת נועדה להגדיר את סוג החיבור המבוקש.

כיצד להפעיל?

■ בחרו באפשרות הרצויה:

Connect (חיבור) *

Mass connect (חיבור מרוכז) **

* החיבור של כל אביזר מאושר על גבי המסך

** האייקון Connect (חיבור) על גבי המסך הראשי מקבל כותרת חדשה:

Mass connect (חיבור מרוכז) ולא נדרש אישור על כל רסיבר שמתחבר

Connect 16.17.1 (חיבור)

כיצד להפעיל?

■ קרבו את האביזר שנועד לחיבור לטווח של 10 ס"מ מן

המיקרופון

■ לחצו Connect (חיבור)

Mass connect 16.17.2 (חיבור מרוכז)

כיצד להפעיל?

■ לחצו Mass connect (חיבור מרוכז)

■ על המסך יופיע סמל מסתובב של חיבור

■ קרבו את המיקרופון לטווח של 10 ס"מ מכל אביזר לחיבור

■ כאשר סיימתם, לחצו על הסמל המסתובב

16.18 תנאים משפטיים

באנגלית בלבד.

16.19 אודות ה- Roger Touchscreen Mic

פונקציה זאת מספקת את הנתונים הבאים אודות ה- Roger Touchscreen Mic:

- סוג אביזר
- מספר סידורי
- גירסת תוכנה
- גירסת חומרה
- סה"כ משך זמן השימוש

כיצד להפעיל?

- בחרו את הנתון המבוקש אודות המיקרופון

17 איפוס המיקרופון

פונקציה זאת מאפסת את זיכרון המיקרופון, כולל הסיסמה.

כיצד להפעיל?

- לחצו ארוכות על לחצני ההפעלה והכיבוי (On/Off)
- וההשתקה (Mute) בעת ובעונה אחת, למשך 8 שניות לפחות
- נורית החיווי תהבהב בצבע ירוק והמיקרופון יפעיל את עצמו מחדש אוטומטית



18.1 תקן התקשורת האלחוטית של Roger

טכנולוגיית Roger מהווה תקן אלחוטי אשר פותח על ידי חברת פונאק, ומספקת יכולת שמיעה אופטימלית בסביבות של רעש ולמרחק. הטכנולוגיה פועלת ב- 2.4 GHz.

18.2 טווח פעולה

טווח הפעולה המכסימלי בין ה-Roger Touchscreen Mic והרסיברים ומשדרי המדיה הוא 20 מטרים.



במידה והמרחק בין האביזרים הוא גדול מ- 20 מטרים, שידור הקול עלול להיות מופרע.

18.3 תאימות רשת

רק משדרי Roger או משדרי audio hub בעלי גירסת תוכנה 4.0 ומעלה תואמים ל-Roger Touchscreen Mic. עקבו אחר ההוראות המופיעות על גבי המסך כאשר אתם מחברים אביזרים.

19 שאלות נפוצות

כמה אביזרי Roger ניתן לחבר לרשת של מיקרופון Roger הראשי?

- אינסוף רסיברים מסוג Roger
- עד 35 מיקרופונים מסוג Roger
- מכסימום Roger Multimedia Hub אחד כאשר נבחרה האפשרות של רשת מעורבת (Mixing network)
- מכסימום Roger DigiMaster 5000 אחד
- עד שני Roger DigiMaster 7000
- עד חמישה Roger DigiMaster X

האם ניתן לשלב Roger Touchscreen Mic ברשת כיתה קיימת, בה האביזר הראשי הוא Roger inspiro?

- כן: לחצו על Connect (חיבור) ב- Roger inspiro בטווח של 10 ס"מ מן ה- Roger Touchscreen Mic
- ה- Roger inspiro חייב להיות במצב Roger בלבד

19 שאלות נפוצות

האם ניתן לשלב Roger inspiro ברשת כיתה קיימת, בה האביזר הראשי הוא Roger Touchscreen Mic?

- כן: במצב הרשת (Network mode) של ה- Roger Touchscreen Mic בחרו באפשרות Primary Talker או Equal Talker
- לחצו על Connect (חיבור) ב- Roger Touchscreen Mic בטווח של 10 מ"מ מן ה- Roger inspiro

הערה: האפשרות הספציפית (Mixing) לא תהייה זמינה ב- Roger Touchscreen Mic בתצורה זאת.

כיצד ניתן לדעת אם ה- Roger Touchscreen Mic הוא האביזר הראשי ברשת הכיתה? ■ בצד השמאלי העליון של המסך יופיע "1"

**לשאלות נפוצות נוספות, אנא בקרו באתר האינטרנט של
החברה: www.phonak.com**

20 איתור תקלות וטיפול בהן

הבעיה

אינני יכול להפעיל את
ה-Roger Touchscreen Mic

מופעל, אך אינני יכול להבין את הדובר

אינני יכול לשמוע את קולו של הדובר,
למרות שה-Roger Touchscreen Mic
מופעל

אינני יכול לשמוע את
ה-Roger Touchscreen Mic דרך מכשירי
השמיעה והרסיברים מסוג Roger

אני מאבד את סיגנל האודיו שוב ושוב

אינני יכול לשמוע את הסיגנל ממכשיר
המולטימדיה

הגורמים

הסוללה התרוקנה

המיקרופון אינו ממוקם כהלכה

פתחי המיקרופון עלולים להיות מכוסים
מכשירי השמיעה מכוונים לתכנית הלא
נכונה

הרסיברים אינם מחוברים לרשת
במידה ויש יותר ממיקרופון אחד,
המיקרופון הראשי עשוי להיות מכובה או
מחוץ לטווח

מרחק גדול מדי בין ה-Roger
Touchscreen Mic והרסיבר

עוצמת הקול במכשיר המולטימדיה
חלשה מדי

מה ניתן לעשות?

טענו מחדש את ה-Roger Touchscreen Mic

וודאו שה-Roger Touchscreen Mic מופנה לכיוון פיו של הדובר

וודאו שפתחי המיקרופון אינם מכוסים

בדקו את נורית החיווי - במידה והיא אדומה, לחצו קצרות על לחצן Mute (השתקה) על מנת להפעיל את המיקרופון
וודאו שמכשירי השמיעה מכוונים לתכנית הנכונה (RogerReady / Roger / FM / DA) (/ AUX)

חברו את הרסיברים לרשת

בדקו את נורית החיווי - במידה והיא מהבהבת בכחול, הפעילו את המיקרופון הראשי וודאו שהוא בטווח הנכון

הקטינו את המרחק בין האביזרים לבין ה-Roger Touchscreen Mic

כוונו את עוצמת הקול במכשיר המולטימדיה

הבעיה

אינני יכול לשמוע את מכשיר המולטימדיה

אינני יכול להקליט את הקול שלי

נורית החיווי של ה-Roger Touchscreen Mic מהבהבת באדום

נורית החיווי של ה-Roger Touchscreen Mic הפסיקה לפעול

ה-Roger Touchscreen Mic נמצא קרוב למחשב, ונראה שחיבור ה-Wi-Fi של המחשב איטי מדי

על מסך ה-Roger Touchscreen Mic מופיע פרצוף "זועף"

כאשר ה-Roger Touchscreen Mic נמצא על השולחן, נוריות החיווי על ה-Roger Pass-around מהבהבות בכחול ולא ניתן לשמוע את הקול

הגורמים

מקור האודיו הושתק

הגדרות האודיו אינן נכונות

הסוללה חלשה

בעיית תוכנה

ה-Roger Touchscreen Mic והמחשב קרובים מדי זה לזה

המכשיר סובל משגיאה פנימית

כאשר האביזר נמצא על השולחן, המצב בו הוא נמצא הוא Small group (קבוצה קטנה) והחיבור לכל המיקרופונים המשניים ואביזרי ה-DigiMaster מושהה באופן זמני

מה לעשות

בטלו את ההשתקה של מקור האודיו

בחרו באפשרות Output (Computer) בהגדרות האודיו לאחר לחיצה על לחצן ה- Settings (הגדרות) על גבי המסך

טענו את ה- Roger Touchscreen Mic במהירות האפשרית

אפסו את ה- Roger Touchscreen Mic באמצעות לחיצה ממושכת בו-זמנית על לחצן ההפעלה והכיבוי (On/Off) ולחצן ההשתקה (Mute) למשך 8 שניות לפחות

הרחיקו את המחשב לפחות מטר אחד מ- ה- Roger Touchscreen Mic

המתינו 30 שניות עד להיעלמות הפרצוף ה"זועף". המכשיר יופעל מחדש אוטומטית

הרכיבו את ה- Roger Touchscreen Mic מסביב לצוואר (מצב Lanyard שרוך נשיאה)

21 שירות ואחריות

אחריות מקומית

אנא פנו אל קלינאי התקשורת המטפל בכם, אצלו רכשתם את האביזר, אודות תנאי האחריות המקומית.

אחריות בינלאומית

חברת פונאק מציעה אחריות בינלאומית מוגבלת של שנה אחת התקפה החל מתאריך הרכישה. האחריות מכסה תיקונים במקרים של פגם בחומרים או בתהליך הייצור. אחריות זו תהא תקפה עם הצגת קבלה או תעודת אחריות בלבד.

הגבלת אחריות

אחריות זאת לא תכסה מקרים בהם האביזר כתוצאה משימוש או טיפול לא הולמים, חשיפה לחומרים כימיים, השרייה בנוזלים או הפעלת כוח לא נחוץ. במקרים של נזק הנגרם על ידי צד שלישי או שירות לא מורשה, האחריות הניתנת על ידי חברת פונאק לא תהיה תקפה. אחריות זו אינה מכסה שירותים הניתנים על ידי מכון השמיעה.

מספר סידורי:

תאריך הרכישה:

קלינאי התקשורת המורשה (חותמת / חתימה):

אחריות מקומית

בזמן פעילות האביזר כשהוא מורכב על הגוף, נמצא שהוא תואם לדרישות של תקנות ANSI/IEEE C95.1:1999, EN 62209-2, FCC rule paragraph 2.1093, דו"ח מספר 86 של ה-NCRP, בהתאם לתקנת בטיחות 6 של Health Canada ותקנה RSS-102 לאוכלוסייה הכללית של Canada Radio Standards. חברת Phonak Communications, מצהירה בזאת שמוצרים אלה תואמים לדרישות החובה ולתנאים רלבנטיים אחרים של תקנה EC/1999/5. ניתן להשיג את הטקסט המלא של הצהרת התאימות מהיצרן או נציגו המקומי, אשר כתובתו מופיעה באתר החברה www.phonak.com (בעמוד Phonak Worldwide locations). אביזר זה תואם לחלק 15 של תקנות ה-FCC ועם תקנה מס' RSS247 של Industry Canada. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים: (1) אביזר זה אינו יכול לגרום להפרעות מזיקות; (2) אביזר זה חייב לקבל כל הפרעה, כולל כזאת אשר עלולה לגרום לפעילות בלתי רצויה. האביזר נבדק ונמצא כי הוא תואם את המגבלות של Class B למכשירים אלקטרוניים, לפי חלק 15 של תקנות ה-FCC.

מגבלות אלה תוכננו לספק הגנה סבירה מפני הפרעה מזיקה בהתקנה בסביבת הביתית. האביזר מייצר, משתמש ועלול להקרין אנרגיית RF, ובמידה והוא אינו מותקן או משמש שלא בהתאם להוראות, הוא עלול לגרום להפרעה לשידורים מבוססי רדיו. עם זאת, אין ערובה לכך שהפרעה תיגרם בהתקנה ספציפית. במידה והאביזר גורם להפרעה בקליטת שידורי רדיו או טלוויזיה, המשתמש מתבקש לנסות ולתקן את ההפרעה באחד האמצעים הבאים:

- לכוון מחדש את האנטנה המשמשת לקליטה
- להגדיל את המרחק בין האביזר והמקלט
- לחבר את האביזר לשקע בקו שונה מזה של המקלט
- להתייעץ עם המשווק או עם טכנאי מוסמך

23 תיאור הסמלים

באמצעות סמל CE, פונאק AG מאשרת שמוצר זה של החברה כולל האביזרים הנלווים - עומדים בדרישות הנחיית המכשור הרפואי EEC/93/42 וכן בדרישות של ההנחיה לציוד רדיו ותקשורת אלקטרונית EC/1999/5.



סמל זה מצוין שחשוב לקרוא את המידע הרלבנטי במדריך זה ולהתחשב בו.



סמל זה מצוין שחשוב למשתמש לשים לב להתראות המופיעות במדריך זה.



מידע חשוב לבטיחות השימוש במכשיר.



המוצר מתוכנן באופן שהוא פועל ללא תקלות או מגבלות במידה ומשתמשים בו בהתאם להנחיות השימוש, אלא אם מצוין אחרת במדריך.

**תנאי
הפעלה**

טמפרטורה בזמן שינוע או אחסון: בין 20- ל 60 מעלות צלסיוס
(-4 עד +140 מעלות פרנהייט).
טמפרטורת ההפעלה: בין 0 ל +45 מעלות צלסיוס (+32 עד +113
מעלות פרנהייט).



תנאי לחות במהלך המשלוח: עד 90% (ללא עיבוי).
תנאי לחות בזמן האחסון: 0% עד 70%, במידה ולא בשימוש.
תנאי לחות בזמן ההפעלה: נמוך מ- 95% (ללא עיבוי).



לחץ אטמוספרי: 200hPA עד 1500hPA



יש לשמור את האביזר יבש.





סמל זה מפנה את תשומת לבכם לעובדה שחל איסור להשליך אביזר זה יחד עם הפסולת הביתית הרגילה. אנא היפטרו מאביזרים ישנים או כאלה שאינם בשימוש במיקום המיועד לפסולת אלקטרונית, או מסרו אותם לקלינאי התקשורת המטפל בכם. הדבר יסייע לסביבה ולבריאותכם.

אביזר זה מצויד בסוללה מובנית, שאינה ניתנת להחלפה. אל תנסו לפתוח את המוצר או להוציא את הסוללה, מאחר והדבר עלול לגרום לפציעתכם ולנזק למוצר.

24 מידע בטיחותי חשוב

אנא קראו את המידע המופיע בעמודים הבאים לפני השימוש.

24.1 אזהרות

שימרו על אביזר זה מחוץ להישג ידם של ילדים מתחת לגיל 3. ⚠

פתיחת המוצר עלולה לגרום לו נזק. במידה ונתקלתם בבעיה שאינכם יכולים לפתור באמצעות הפרק אודות תקלות והטיפול בהן, אנא פנו אל קלינאי התקשורת המטפל בכם. ⚠

במידת הצורך, יש למסור את המוצר לתיקון במרכז שירות מורשה. חל איסור לבצע שינויים או עדכונים באביזר זה ללא אישור מפורש של חברת פונאק. ⚠

אנא היפטרו ממכשירים או אביזרים חשמליים רק בהתאם לתקנות המקומיות החלות עליכם. ⚠

⚠ הימנעו משימוש באביזר זה במקומות בהם אסור השימוש בצידוד אלקטרוני. במידה ויש לכם ספק, התייעצו עם האחראי.

⚠ אין להשתמש באביזר זה במטוסים אלא אם כן הדבר אושר על ידי אחד מאנשי הצוות.

⚠ יש לחבר אביזרים חיצוניים רק במידה והם נבדקו ונמצאו מתאימים לפי תקני האיחוד האירופי IECXXXXX

⚠ השתמשו רק באביזרים אשר אושרו על ידי חברת פונאק.

⚠ השימוש בכבלים באופן הנוגד את השימוש המיועד להם (לדוגמא: ענידת ה- mini USB מסביב לצוואר) עלולה לגרום לפציעה.

⚠ כאשר אתם מפעילים מכונה מסוימת, וודאו שאף אחד מן החלקים של האביזר לא ייתפס במכונה.

⚠ הימנעו מטעינה של האביזר כשהוא על גופכם.

⚠ זהירות: סכנת התחשמלות. אל תכניסו את התקע לשקע חשמלי כשהוא אינו מחובר לאביזר

24.2 מידע בטיחותי אודות המוצר

הגנו על אביזר זה ממכות וזעזועים. ⓘ

הימנעו מחשיפת האביזר לטמפרטורות או תנאי לחות קיצוניים, העולים על ההמלצות המופיעות במדריך זה. ⓘ

לעולם אל תשתמשו במכשיר מיקרוגל או מתקני חימום אחרים לייבוש האביזר. ⓘ

נגבו את האביזר באמצעות מטלית לחה. הימנעו משימוש במוצרי ניקוי ביתיים (כגון סבון כביסה, סבון, וכו') או באלכוהול לניקוי האביזר. ⓘ

הטעינו את האביזר אך ורק באמצעות מטענים אשר סופקו על ידי חברת פונאק או מטענים יציבים המספקים 5 VDC וזרם ≤ 500 mA. ⓘ

הימנעו מחיבור האביזר לכבל USB או כבל אודיו הארוך מ-3 מטרים. ⓘ

① הגנו על האביזר מלחות רבה (כגון בעת רחצה או שחייה), מחום (כגון תנורי חימום, לוח השעונים של המכונית), וממגע ישיר עם העור בעת הזעה מרובה (כגון בחדר כושר או באירוע ספורטיבי).

① בדיקות רנטגן, CT או MRI עלולות לקלקל או לגרום לנזק בלתי הפיך לפעולתו התקינה של האביזר

① הימנעו מהפעלת כוח רב מדי בעת חיבור האביזר לכבלים השונים שלו.

① הגנו על כל הפתחים (פתחי המיקרופון, פתח כניסת הקול ושקע המטען) מלכלוך ופסולת.

① במידה והאביזר נפל או ניזוק, אם הוא מתחמם מדי במהלך ההטענה, אחד הכבלים שלו ניזוק, או אם הוא נרטב בטעות, הפסיקו את השימוש וצרו קשר עם קלינאי התקשורת המטפל בכם.

① האביזר מצויד בסוללה נטענת משולבת. סוללה זאת יכולה להתרוקן ולהיטען מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. במקרה זה יש להחליף את הסוללה רק בתחנת שירות מורשית.

24.3 מידע חשוב נוסף

- אנשים בעלי קוצבי לב או מכשירים רפואיים אחרים חייבים להתייעץ עם הרופא שלהם או יצרן המכשור לפני השימוש באביזר. השימוש באביזר ביחד עם קוצב לב או מכשירים רפואיים אחרים חייב להיות תואם להמלצות הבטיחות של הרופא האחראי על הקוצב או יצרן הקוצב.
- האביזר אוגר ומאחסן מידע טכני פנימי. מידע זה עשוי להיקרא על ידי קלינאי תקשורת מוסמך על מנת לבדוק את האביזר ולסייע לכם להשתמש בו כהלכה.
- האות הדיגיטלי המשודר מן האביזר לרסיבר המחובר אליו אינו יכול להישמע על ידי אביזרים אחרים אשר אינם נמצאים ברשת של המיקרופון.

היצרן:

Phonak Communications AG

Laenggasse 17

CH-3280 Murten

Switzerland

www.phonak.com/phonak-roger

