

Audeo Q90-312T Audeo Q90-312 Audeo Q90-10	Audeo Q70-312T Audeo Q70-312 Audeo Q70-10	Audeo Q50-312T Audeo Q50-312 Audeo Q50-10	Audeo Q30-312T Audeo Q30-312 Audeo Q30-10	Q90	Q70	Q50	Q30	Q15	תכונות
20	16	12	8	20	16	12	8	4	מס' הערוצים
מעבר אוטומטי בין 5 תוכניות בסיס	מעבר אוטומטי בין 3 תוכניות בסיס	מעבר אוטומטי בין 2 תוכניות בסיס	לא SoundFlow אלא תכנית אוטומטית של "EveryDay" (עובדת עם UltraZoom וסינון רעשים שניתן לשנות לפי הצורך)	מעבר אוטומטי בין 5 תוכניות בסיס	מעבר אוטומטי בין 3 תוכניות בסיס	מעבר אוטומטי בין 2 תוכניות בסיס	לא SoundFlow אלא תכנית אוטומטית של "EveryDay" (עובדת עם UltraZoom וסינון רעשים שניתן לשנות לפי הצורך)	לא אוטומטי	אופן הפעולה האוטומטי (SoundFlow)
*5+2	*4+2	*3+2	*2+2	5+2	4+2	3+2	2+2	2+2	מס' תוכניות ידניות פרט לתכנית האוטומטית
UltraZoom Premium With SNR Boost - כיוונית אדפטיבית ב-33 ערוצים, משולבת עם דגש מקסימלי לדיבור על רקע רעש	UltraZoom Advanced With SNR Boost - כיוונית אדפטיבית ב-12 ערוצים נפרדים, משולבת עם דגש חלקי לדיבור על רקע רעש	UltraZoom Standard - כיוונית אדפטיבית ב-12 ערוצים יחד	UltraZoom Essential - כיוונית אדפטיבית ב-8 ערוצים יחד	UltraZoom Premium With SNR Boost - כיוונית אדפטיבית ב-33 ערוצים, משולבת עם דגש מקסימלי לדיבור על רקע רעש	UltraZoom Advanced With SNR Boost - כיוונית אדפטיבית ב-12 ערוצים נפרדים, משולבת עם דגש חלקי לדיבור על רקע רעש	UltraZoom Standard - כיוונית אדפטיבית ב-12 ערוצים יחד	UltraZoom Essential - כיוונית אדפטיבית ב-8 ערוצים יחד	קיימת תוכנית כיוונית ידנית	כיוונית מיקרופונים

Audeo Q90-312T Audeo Q90-312 Audeo Q90-10	Audeo Q70-312T Audeo Q70-312 Audeo Q70-10	Audeo Q50-312T Audeo Q50-312 Audeo Q50-10	Audeo Q30-312T Audeo Q30-312 Audeo Q30-10	Q90	Q70	Q50	Q30	Q15	תכונות
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	מניעת צפצופים (WhistleBlock)
אוטומטית ב-20 ערוצים	אוטומטית ב-16 ערוצים	אוטומטית ב-12 ערוצים	אוטומטית ב-8 ערוצים	אוטומטית ב- 20 ערוצים	אוטומטית ב- 16 ערוצים	אוטומטית ב- 12 ערוצים	אוטומטית ב-8 ערוצים	אוטומטית ב- 4 ערוצים	הנחתת רעשי סביבה (NoiseBlock)
✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	הנחתת צלילים חזקים פתאומיים (SoundRelax)
** ✓	** ✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	אפשרות לויסות כיוון קליטה ע"י המשתמש (ZoomControl)
** ✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	אפשרות להתמקדות אוטומטית לכיוון מקור הקול הדומיננטי המגיע מהצדדים או מאחור (auto) (ZoomControl)

Audeo Q90-312T Audeo Q90-312 Audeo Q90-10	Audeo Q70-312T Audeo Q70-312 Audeo Q70-10	Audeo Q50-312T Audeo Q50-312 Audeo Q50-10	Audeo Q30-312T Audeo Q30-312 Audeo Q30-10	Q90	Q70	Q50	Q30	Q15	תכונות
** ✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	פתיחה אוטומטית של אלומת קליטה צרה, המאפשרת להתמקד במדוייק בדובר שלפנים, בנוכחות רעש סביבתי של 65 דציבל ומעלה (Auto StereoZoom)
** ✓	** ✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	אפשרות לתכנית ידנית עם פתיחת אלומת קליטה צרה, המאפשרת להתמקד במדוייק בדובר שלפנים (StereoZoom)
*** ✓	*** ✓	*** ✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	אפשרות שליטה בשני המכשירים באמצעות אחד מהם (QuickSync)

Audeo Q90-312T Audeo Q90-312 Audeo Q90-10	Audeo Q70-312T Audeo Q70-312 Audeo Q70-10	Audeo Q50-312T Audeo Q50-312 Audeo Q50-10	Audeo Q30-312T Audeo Q30-312 Audeo Q30-10	Q90	Q70	Q50	Q30	Q15	תכונות
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ביצוע בדיקת שמיעה באמצעות מכשיר השמיעה (AudiogramDirect)
✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	תכנית ידנית המפחיתה רעשי רוח, ומשדרת את אותות הדיבור מהמכשיר עם ה-SNR הטוב יותר אל המכשיר שמושפע יותר מרעשי רוח (Speech in Wind)
✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	חסימת רעשי רוח (WindBlock)
✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	חסימת הדהוד (EchoBlock)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	דחיסת תדרים (SoundRecover)

Audeo Q90-312T Audeo Q90-312 Audeo Q90-10	Audeo Q70-312T Audeo Q70-312 Audeo Q70-10	Audeo Q50-312T Audeo Q50-312 Audeo Q50-10	Audeo Q30-312T Audeo Q30-312 Audeo Q30-10	Q90	Q70	Q50	Q30	Q15	תכונות
✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	חיקוי מאפייני האפרכסת (Real Ear Sound)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	תיעוד פעילות המכשיר תוך כדי השימוש בו (Data Logging)
** ✓	** ✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	שליטה חכמה בעוצמה, עפ"י עקומת השמיעה של המשתמש (FlexVolume)
** ✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	שליטה חכמה על כלל מאפייני המכשיר, כגון: הנחתת רעשים וכיוונית (FlexControl)

Audeo Q90-312T Audeo Q90-312 Audeo Q90-10	Audeo Q70-312T Audeo Q70-312 Audeo Q70-10	Audeo Q50-312T Audeo Q50-312 Audeo Q50-10	Audeo Q30-312T Audeo Q30-312 Audeo Q30-10	Q90	Q70	Q50	Q30	Q15	תכונות
*** ✓	*** ✓	*** ✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	העברת שיחות טלפון לשני מכשירי השמיעה בו-זמנית (DuoPhone)
**** ✓	**** ✓	**** ✓	**** ✓	✓	✓	✓	✓	✗	אפשרות להתאמת שלט רחוק (MyPilot או PilotOne) ושימוש באביזרי עזר באמצעות קישוריות Compilot/Tv Link S) או: RemoteMic או: iCome/Tv-Link

הערות

* ב- Audeo Q-10 אין אופציה לתוכניות ידניות. ב-Audeo Q-312 וב-Audeo Q-312T הגישה לתוכניות באמצעות לחצן בגוף המכשיר או באמצעות שלט.

** ב-Audeo Q-10 אין גישה לתכונה זו.

*** ב-Audeo Q-312 וב-Audeo Q-312T בלבד.

**** אפשרות זו לא קיימת ב-Audeo Q-10