

# הדגמים בסדרת Naida M

## Naída M90 - SP



מכשיר מאחורי האוזן (BTE) המיועד לליקוי שמיעה בינוני עד עמוק.

### תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות ועוצמה.
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68).
- סוללות אבץ 13.
- Bluetooth מובנה במכשיר – מתחבר ישירות לכל טלפון עם BT.
- סליל Telecoil.
- ניתן להתאמה עם צינורית דקה או רגילה.

### תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 7 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש, מוסיקה, דיבור ברעש חזק, דיבור ברכב, נוחות במצבי הדהוד ( AutoSense OS 3.0 Premium™) וכן שתי תוכניות הזרמה אוטומטיות לדיבור ולמוזיקה.
- שמיעה איכותית ונקיה מרעשי רקע של שידורי טלוויזיה באמצעות חיבור המכשיר לאביזר עזר Phonak TV Connector, פשוט להפעלה.
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 3
- מספר תכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 5
- אבחנה אוטומטית בין הצלילים המוזרמים (שיחת טלפון, מוסיקה או דיבור) והתאמת הכיוונים לסוג הצליל.
- כיוונית מיקרופונים אדפטיבית מתקדמת (UltraZoom Premium).
- הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיוונית המשפרת את יחס האות לרעש (SNR-Boost).
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance).

- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2).
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי.
- דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Real Ear Sound).
- 20 ערוצי הגברה.
- מניעת צפצופים (WhistleBlock).
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 20 ערוצים.
- הנחתת רעשי רוח (WindBlock).
- הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד (EchoBlock).
- הנחתת רעשים פתאומיים חזקים (SoundRelax).
- שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync).
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (Auto Acclimatization)
- אפשרות לכוון את עוצמת הצליל המוזרם בהשוואה לצלילי הסביבה באמצעות לחיצה על לחצן העוצמה (Environmental balance) בתוכניות ההזרמה.
- חיבור למגוון מערכות רוג'ר ללא צורך בהרכבת מקלטים חיצוניים על מכשירי השמיעה ( Roger Direct™), לאחר רכישת מערכת רוג'ר.

#### מוצרים תואמים:

- TV Connector
- Phonak PartnerMic™
- Phonak RemoteControl
- משדרי Roger

#### תומך באפליקציות:

- myPhonak App

#### קישור להוראות שימוש

[https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc\\_us/en/resources/forms/2020/naida-marvel/029-0829-03\\_User\\_Guide\\_Naida\\_M-SP\\_92x125\\_EN-US\\_V1.00.pdf](https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_us/en/resources/forms/2020/naida-marvel/029-0829-03_User_Guide_Naida_M-SP_92x125_EN-US_V1.00.pdf)

#### דף המוצר באתר היצרן:

<https://www.phonakpro.com/us/en/products/hearing-aids/naida-marvel/overview-naida-m.html>

## Naída M70 – SP



מכשיר מאחורי האוזן (BTE) המיועד לליקוי שמיעה בינוני עד עמוק.

### **תכונות פיזיות:**

- לחצן תוכניות ועוצמה.
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68).
- סוללות אבץ 13.
- Bluetooth מובנה במכשיר – מתחבר ישירות לכל טלפון עם BT.
- סליל Telecoil.
- ניתן להתאמה עם צינורית דקה או רגילה.

### **תכונות אקוסטיות:**

- מעבר אוטומטי בין 4 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש, מוסיקה (AutoSense OS 3.0 Advanced™) וכן שתי תוכניות הזרמה אוטומטיות לדיבור ומוזיקה.
- שמיעה איכותית ונקיה מרעשי רקע של שידורי טלוויזיה באמצעות חיבור המכשיר לאביזר עזר Phonak TV Connector, פשוט להפעלה.
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 3
- מספר תכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 5
- אבחנה אוטומטית בין הצלילים המוזרמים (שיחת טלפון, מוסיקה או דיבור) והתאמת הכיוונים לסוג הצליל.
- כיוונית מיקרופונים אדפטיבית מתקדמת (UltraZoom Advanced).
- הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיוונית המשפרת את יחס האות לרעש (SNR-Boost).
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance).
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2).
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי.

- דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Real Ear Sound).
- 16 ערוצי הגברה.
- מניעת צפצופים (WhistleBlock).
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 16 ערוצים.
- הנחתת רעשי רוח (WindBlock).
- הנחתת רעשים פתאומיים חזקים (SoundRelax).
- שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync).
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (Auto Acclimatization)
- אפשרות לכוון את עוצמת הצליל המוזרם בהשוואה לצלילי הסביבה באמצעות לחיצה על לחצן העוצמה (Environmental balance) בתוכנית ההזרמה.
- חיבור למגוון מערכות רוג'ר ללא צורך בהרכבת מקלטים חיצוניים על מכשירי השמיעה ( Roger Direct™) לאחר רכישת מערכת רוג'ר.

#### מוצרים תואמים:

- TV Connector
- Phonak PartnerMic™
- Phonak RemoteControl
- משדרי Roger

#### תומך באפליקציות:

- myPhonak App

#### קישור להוראות שימוש:

[https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc\\_us/en/resources/forms/2020/naida-marvel/029-0829-03\\_User\\_Guide\\_Naida\\_M-SP\\_92x125\\_EN-US\\_V1.00.pdf](https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_us/en/resources/forms/2020/naida-marvel/029-0829-03_User_Guide_Naida_M-SP_92x125_EN-US_V1.00.pdf)

#### דף המוצר באתר היצרן:

<https://www.phonakpro.com/us/en/products/hearing-aids/naida-marvel/overview-naida-m.html>