



הנחיות לטיפול,
תחזוקה ושמירה על מכשירי
השמיעה שהותאמו לילדים



A Sonova brand

PHONAK
life is on

להלן מספר הנחיות לשמירה על מכשירי השמיעה של ילדים מכל סוג של נזק או אובדן:

1. באחריות ההורים לוודא שימוש הילדים במכשירי השמיעה שלהם לאורך זמן ביומיום במסגרת החינוכית ובשעות הפנאי. במידה וישנו גורם מפריע לשימוש במכשירי השמיעה, יש לפנות למכון השמיעה המטפל בכם ולקבל תמיכה בנושא. אם תינוק מושך את מכשירי השמיעה מאוזניו, יש להחזיר אותם בנחישות לאוזניים. אם הילד מתנגד, המתינו מספר דקות לפני שתנסו שוב להרכיב לו את מכשירי השמיעה. המטרה היא ללמד את הילד להאזין וללמוד צלילים חדשים כאשר הוא מרכיב מכשירי השמיעה. כל עוד מכשירי השמיעה הותאמו כהלכה, מרבית הילדים ירצו להרכיב אותם כל היום כי אחרת הם ירגישו שהם מנותקים מהסביבה.

2. לעגינה טובה של מכשירי השמיעה באוזניים, יש לוודא שהאוזניות נכנסות כהלכה לאוזן, אינן רופפות ואינן רחבות מידי (פוצעות או גורמות ללחץ ואדמומיות). תינוקות זקוקים לאוזניות חדשות לעיתים קרובות מאחר ומבנה האוזן שלהם משתנה ומתרחב בקצב מהיר.

ילדיכם התחדשו במכשירי שמיעה חדשים

מכשירים אלה ישמשו אותם במהלך ארבע השנים הקרובות.



על פי מחקרים עדכניים בקרב ילדים, אנו ממליצים על שימוש של לפחות 10 שעות ביום במכשירי השמיעה. במהלך היום, ילדיכם נעים בין סביבות שונות ומשתמשים במכשירי השמיעה שלהם בתנאים של לכלוך, לחות (גם זיעה), טמפרטורות גבוהות, ולעיתים גם נפילות ולכן יש לתחזק אותם, להגן עליהם ואף כדאי לדאוג לאבטח אותם ולהצמידם לבגד (ראו בהמשך).

מכשירי השמיעה של חברת PHONAK עבור ילדים מעוצבים ברמת עמידות גבוהה ללחות ואבק ומעוגנים היטב לאוזניים עם אוזניות לפי מידה.

מכשירי השמיעה של הילדים שלכם יקרים ויש לשמור עליהם מכל משמר בכל עת.

3. יש לבדוק שלמכשירי השמיעה עבור תינוקות ופעוטות - מורכב מיני הוק (הוק בזוית חדה יותר) לאחיזה טובה יותר באוזן.



4. ישנה אפשרות לאבטח את מכשירי השמיעה לבגד עם שרוך וקליפס במגוון דגמים ואפשרויות אורך.



5. ישנה אפשרות להשתמש בסרט דביק דו-צדדי היפואלרגני או תפסני סיליקון טבעתיים החובקים את המכשיר לאוזן.

6. אפשרות נוספת לאחיזת מכשירי השמיעה במקום היא באמצעות סרט או כובע מתאימים.



7. וודאו שמכשירי השמיעה תקינים ואין צורך להחליף להם סוללות/להטעין אותם. מכשיר שאיננו תקין עשוי להפריע לילדיכם.

8. בדקו שאין שום גורם של כאב/אי נוחות באוזניים של הילדים כמו דלקת או גירוי/גירוד.

9. וודאו שהאוזניות נקיות ושהצינוריות של האוזניות רכות וגמישות.

10. מכשירים שאינם בשימוש יש לאחסן אך ורק בקופסא הייעודית להם או בערכת ייבוש המומלצת מאד ומאריכה את חיי המכשירים. בלילה רצוי לאחסן את הקופסא עם המכשירים בתוכה הרחק מהישג ידם של הילדים. כדאי לצייד את הילדים בקופסא גם בילקוט/בתיק הגן למקרה ויהיה צורך להסיר את מכשירי השמיעה במהלך היום (למשל: בזמן מנוחת צהריים בגן).

11. מומלץ להביא את המכשירים למעבדה לטיפול, ניקוי ובדיקה פעם בשנה.

לחוות חוויה חיובית מהרכבת מכשירי השמיעה שלהם, ולצד זאת, זוהי אחריותכם לוודא שהרכבת המכשירים באוזניהם נכונה ונוחה ומתמשכת לאורך 10 שעות ויותר במהלך היום.



**אנו כאן לכל עניין ושאלה,
לאפשר לילדיכם את חוויית
השמיעה הטובה ביותר!**

צוות שטיינר מכשירי שמיעה
סנובה ישראל.

חשוב לציין כי תחת מכרז משרד הבריאות, ישנה אחריות של 4 שנים על מכשירי השמיעה. זאת בשונה מאחריות היצרן שהיא אחריות מצומצמת של שנה בלבד - עבור מכשירים שנרכשו בחו"ל. יש להיצמד להנחיות היצרן לשימוש נכון במכשירי השמיעה ולהקפיד עליהן.

גם אחריות מורחבת זו תחת מכרז משרד הבריאות אינה מכסה נזק הנובע מטיפול בלתי הולם (כגון ריסוק מכשירי השמיעה, לעיסה, שבר ועוד) או חשיפה לחומרים שונים מזיקים (כגון הכנסה לבריכה, לכלוך המכשירים עם חומרים שונים ועוד). נזק שנגרם על-ידי גורם שלישי או מרכזי שירות לא מורשים יגרום לביטול האחריות. בנוסף - האחריות אינה מכסה אובדן!!

באשר לאבטחה הפדיאטרית של מכשירי שמיעה של ילדים

מכשירי השמיעה של חברת PHONAK עבור ילדים מכילים אבטחה של בית סוללה והוק המונעים ניתוק ופתיחה על ידי הילדים. ההמלצה היא לאבטח מכשירי שמיעה לילדים עד גיל 3 לפחות. וודאו כי מכשירי השמיעה של ילדיכם מאובטחים - שביית הסוללה וההוק נעולים ומקובעים (וניתנים לפתיחה רק על ידי מבוגר באמצעות כלי מיוחד).

זכרו, ילדים זקוקים לתקופת הסתגלות וללמידה ולכן חשוב לאפשר להם בתקופה הראשונית

Life is on

אנו בפונאק מאמינים ששמיעה טובה היא תנאי חיוני על מנת למצות מה שיש לחיים להציע. כבר למעלה מ-70 שנה, אנו פועלים בהתאם למשימה שלקחנו על עצמנו, על ידי פיתוח פתרונות שיקום שמיעה פורצי דרך המשנים את חייהם של אנשים ומאפשרים להם לשגשג רגשית וחברתית.

<https://www.phonak.com/com/en.html>



פונאק ישראל

נתיב האור, פארק מדעי החיים, חיפה, מיקוד 3508510

info@steiner.co.il | www.steiner.co.il

1-700-500-315
