

BOLERO M90 – PR



מכשיר מאחורי האוזן (BTE) המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות ועוצמה.
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68).
- סוללה מובנית נטענת (3 שעות טעינה מספיקות ליום שלם). הדלקה וכיבוי אוטומטיים עם ההוצאה/הכנסה למטען.
- Bluetooth מובנה במכשיר – מתחבר ישירות לכל טלפון עם BT.
- ניתן להתאמה עם צינורית דקה או רגילה.

תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 7 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש, מוסיקה, דיבור ברעש חזק, דיבור ברכב, נוחות במצבי הדהוד (AutoSense OS 3.0 Premium™).
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 3
- מספר תוכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 5
- אבחנה אוטומטית בין הצלילים המוזרמים (שיחת טלפון, מוסיקה או דיבור) והתאמת הכיוונים לסוג הצליל.
- כיוונית מיקרופונים אדפטיבית מתקדמת (UltraZoom Premium).
- הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיוונית המשפרת את יחס האות לרעש (SNR-Boost).
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר (כיוונית מיקרופונים, הנחתת רעשים וכיו"ב) בהתאם למצב (FlexControl).
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance).
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2).
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי.
- דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Real Ear Sound).
- 20 ערוצי הגברה.
- מניעת צפצופים (WhistleBlock).
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 20 ערוצים.

- הנחתת רעשי רוח (WindBlock).
- הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד (EchoBlock).
- הנחתת רעשים פתאומיים חזקים (SoundRelax).
- שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync).
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (Auto Acclimatization)
- אפשרות לכוון את עוצמת הצליל המוזרם בהשוואה לצלילי הסביבה באמצעות לחיצה על לחצן העוצמה (Environmental balance) בתוכנית ההזרמה.
- חיבור למגוון מערכות רוג'ר ללא צורך בהרכבת מקלטים חיצוניים על מכשירי השמיעה (Roger Direct™), לאחר רכישת מערכת רוג'ר.

מוצרים תואמים:

- TV Connector
- Phonak PartnerMic™
- Phonak RemoteControl
- משדרי Roger

תומך באפליקציות:

- Phonak Remote App

קישור להוראות שימוש

https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/bolero_marvel/documents/User_Guide_Bolero_M-PR_92x125_EN_V2.00_029-0787-02.pdf

דף המוצר באתר היצרן

<https://www.phonakpro.com/us/en/products/hearing-aids/bolero-marvel/overview-bolero-marvel.html>

BOLERO M90 – M



מכשיר מאחורי האוזן (BTE) המיועד לליקוי שמיעה קל עד בינוני חמור.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות ועוצמה.
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68).
- סוללות אבץ 312.
- Bluetooth מובנה במכשיר – מתחבר ישירות לכל טלפון עם BT.
- סליל Telecoil.
- ניתן להתאמה עם צינורית דקה או רגילה.

תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 7 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש, מוסיקה, דיבור ברעש חזק, דיבור ברכב, נוחות במצבי הדהוד (AutoSense OS 3.0 Premium™).
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 3
- מספר תוכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 5
- אבחנה אוטומטית בין הצלילים המוזרמים (שיחת טלפון, מוסיקה או דיבור) והתאמת הכיוונים לסוג הצליל.
- כיוונית מיקרופונים אדפטיבית מתקדמת (UltraZoom Premium).
- הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיוונית המשפרת את יחס האות לרעש (SNR-Boost).
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance).
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2).
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקליבאי.
- דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Real Ear Sound).
- 20 ערוצי הגברה.
- מניעת צפצופים (WhistleBlock).
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 20 ערוצים.
- הנחתת רעשי רוח (WindBlock).

- הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד (EchoBlock).
- הנחתת רעשים פתאומיים חזקים (SoundRelax).
- שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync).
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (Auto Acclimatization)
- אפשרות לכוון את עוצמת הצליל המוזרם בהשוואה לצלילי הסביבה באמצעות לחיצה על לחצן העוצמה (Environmental balance) בתוכניות ההזרמה.
- חיבור למגוון מערכות רוג'ר ללא צורך בהרכבת מקלטים חיצוניים על מכשירי השמיעה (Roger Direct™), לאחר רכישת מערכת רוג'ר.

מוצרים תואמים:

- TV Connector
- Phonak PartnerMic™
- Phonak RemoteControl
- משדרי Roger

תומך באפליקציות:

- Phonak Remote App

קישור להוראות שימוש

https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/bolero_marvel/documents/User_Guide_Bolero_M-M_92x125_EN_V2.00_029-0786-02.pdf

דף המוצר באתר היצרן

<https://www.phonakpro.com/us/en/products/hearing-aids/bolero-marvel/overview-bolero-marvel.html>

BOLERO M70 – PR



מכשיר מאחורי האוזן (BTE) המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות ועוצמה.
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68).
- סוללה מובנית נטענת (3 שעות טעינה מספיקות ליום שלם). הדלקה וכיבוי אוטומטיים עם ההוצאה/הכנסה למטען.
- Bluetooth מובנה במכשיר – מתחבר ישירות לכל טלפון עם BT.
- ניתן להתאמה עם צינורית דקה או רגילה.

תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 4 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש, מוסיקה (AutoSense OS 3.0 Advanced™).
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 3
- מספר תוכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 5
- אבחנה אוטומטית בין הצלילים המוזרמים (שיחת טלפון, מוסיקה או דיבור) והתאמת הכיוונים לסוג הצליל.
- כיוונית מיקרופונים אדפטיבית מתקדמת (UltraZoom Advanced).
- הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיוונית המשפרת את יחס האות לרעש (SNR-Boost).
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance).
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2).
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי.
- דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Real Ear Sound).
- 16 ערוצי הגברה.
- מניעת צפצופים (WhistleBlock).
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 16 ערוצים.
- הנחתת רעשי רוח (WindBlock).
- הנחתת רעשים פתאומיים חזקים (SoundRelax).
- שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync).

- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (Auto Acclimatization)
- אפשרות לכוון את עוצמת הצליל המוזרם בהשוואה לצלילי הסביבה באמצעות לחיצה על לחצן העוצמה (Environmental balance) בתוכניות ההזרמה
- חיבור למגוון מערכות רוג'ר ללא צורך בהרכבת מקלטים חיצוניים על מכשירי השמיעה (Roger Direct™), לאחר רכישת מערכת רוג'ר.

מוצרים תואמים:

- TV Connector
- Phonak PartnerMic™
- Phonak RemoteControl
- משדרי Roger

תומך באפליקציה MyPhonak

-

קישור להוראות שימוש

https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/bolero_marvel/documents/User_Guide_Bolero_M-PR_92x125_EN_V2.00_029-0787-02.pdf

דף המוצר באתר היצרן

<https://www.phonakpro.com/us/en/products/hearing-aids/bolero-marvel/overview-bolero-marvel.html>

BOLERO M70 – M



מכשיר מאחורי האוזן (BTE) המיועד לליקוי שמיעה קל עד בינוני חמור.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות ועוצמה.
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68).
- סוללות אבץ 312.
- Bluetooth מובנה במכשיר – מתחבר ישירות לכל טלפון עם BT.
- סליל Telecoil.
- ניתן להתאמה עם צינורית דקה או רגילה.

תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 4 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש, מוסיקה (AutoSense OS 3.0 Advanced™).
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 3
- מספר תכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 5
- אבחנה אוטומטית בין הצלילים המוזרמים (שיחת טלפון, מוסיקה או דיבור) והתאמת הכיוונים לסוג הצליל.
- כיוונית מיקרופונים אדפטיבית מתקדמת (UltraZoom Advanced).
- הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיוונית המשפרת את יחס האות לרעש (SNR-Boost).
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance).
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2).
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי.
- דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Real Ear Sound).
- 16 ערוצי הגברה.
- מניעת צפצופים (WhistleBlock).
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 16 ערוצים.
- הנחתת רעשי רוח (WindBlock).
- הנחתת רעשים פתאומיים חזקים (SoundRelax).
- שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync).

- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (Auto Acclimatization)
- אפשרות לכוון את עוצמת הצליל המוזרם בהשוואה לצלילי הסביבה באמצעות לחיצה על לחצן העוצמה (Environmental balance) בתוכניות ההזרמה.
- חיבור למגוון מערכות רוג'ר ללא צורך בהרכבת מקלטים חיצוניים על מכשירי השמיעה (Roger Direct™) לאחר רכישת מערכת רוג'ר.

מוצרים תואמים:

- TV Connector
- Phonak PartnerMic™
- Phonak RemoteControl
- משדרי Roger

תומך באפליקציה:

- MyPhonak

קישור להוראות שימוש

https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/products_solutions/hearing_aid/bolero_marvel/documents/User_Guide_Bolero_M-M_92x125_EN_V2.00_029-0786-02.pdf

דף המוצר באתר היצרן

<https://www.phonakpro.com/us/en/products/hearing-aids/bolero-marvel/overview-bolero-marvel.html>