

אודרת Audeo I Sphere

פלטפורמת Infinio Ultra



Audeo I90 Sphere

מכשיר שמיעה מסוג המקול בתעלה, המגיע עם מגוון של ארבעה רסיברים (רמקולים) המגדירים תחומי הגברה שונים, מליקוי שמיעה קל ועד עמוק. סוללה פנימית נטענת.

תכונות פידיות:

- במכשיר שני מעבדים, אחד מהם ייעודי למטרות עיבוד דיבור על רקע רעש, המפעיל באמצעות AI מערכת סינון רעש = denoising. ברמה זו של המכשיר- הנחתת הרעש היא מקסימלית.
- לחצן תוכניות ועוצמה (ובנוסף מאפשר מענה וניתוק שיחת טלפון, עבור מכשירי טלפון מצומדים דרך Bluetooth™).
- קישוריות Bluetooth™ המאפשרת חיבור ישיר לכל טלפון חכם עם מערכת הפעלה וגרסת BT תואמים עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68).
- סוללת ליתיום-יון נטענת. 3.5 שעות הטענה מספיקות לעד 56 שעות ללא שימוש בקישוריות. גם במצב של שימוש בתוכנית SSC במשך 9 שעות ביום – הסוללה תספק שימוש של 16 שעות בטעינה אחת. המכשיר נכבה ונדלק אוטומטית עם הכנסתו והוצאתו מהמטען, בהתאמה.
- ניתן להתאים עם טיפ סטנדרטי, מבנה מותאם אישית או עם EasyGuard™.
- מגיע ב-7 צבעים (שינוי צבע מברירת המחדל - בתוספת תשלום).
- מטען עם סוללה נטענת פנימית Phonak ChargerGo RIC Sphere I.

תכונות טכניות:

- מעבר אוטומטי בין 6 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים, דיבור ברעש, סינון רעש מרחבי, נוחות ברעש, מוסיקה ודיבור ברכב (AutoSense OS 7.0 Premium).
- Spheric Speech in Loud Noise – תוכנית ייחודית למכשיר זה, קיימת בתוכנית האוטומטית, המאפשרת שמיעה מיטבית בתנאי הרעש הקשים ביותר. ניתן גם להוסיף כתוכנית ידנית עם אפשרות לשינויים אישיים באמצעות האפליקציה.
- 3 תוכניות הזרמה אוטומטיות.
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 4.
- מספר תוכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 5.
- אבחנה בין הצלילים המוזרמים (שיחת טלפון, מוסיקה או דיבור) וטיפול שונה בהתאם לסוג הצליל.
- Spheric Speech Clarity – מנגנון מבוסס בינה מלאכותית המאפשר הפרדה חסרת תקדים בין דיבור לרעש, באמצעות בינה מלאכותית.
- הפחתה של מאמץ שמיעתי באמצעות כיוונויות דינאמית ואוטומטית במצב של דיבור על רקע רעש מנגנון להגברת דיבור בסביבה שקטה (Speech enhancer).

- מנגנון המאתר את כיוון הדיבור ומשנה את כיוויות המיקרופונים והנחתת הרעש בהתאם (SpeechSensor).
- מנגנון להנחתת רעשים מרחבית ודינאמית (Dynamic Noise Cancelation).
- שיפור יכולת הבנת הדיבור בזמן תנועה באמצעות חיישן תנועה המזהה דיבור תוך כדי תנועה ומפעיל שינויים בהתנהגות המכשירים בזמן התנועה (Motion Sensor Hearing).
- שליטה בפונקציות שונות במכשירים באמצעות הקשה על האוזן (Tap Control).
- נוסחת ההגברה של Phonak (APD 3.0) ואופציה לבחירה של נוסחאות התאמה נוספות לפי הצורך.
- כיוויות מיקרופונים אדפטיבית מתקדמת (UltraZoom Premium).
- מנגנון ייחודי להקלת טינטון (Tinnitus balance).
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2).
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי.
- דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Real Ear Sound).
- 20 ערוצי הגברה.
- מניעת פידבק (WhistleBlock).
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 20 ערוצים.
- הנחתת רעשי רוח (WindBlock).
- שינוי תכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync). (ניתן לשינוי)
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם לתכנות הקלינאי והסתגלות המשתמש (Auto Acclimatization).
- Environmental balance - שינוי יחסי הנעשה ע"י המשתמש בין עוצמת הצליל המוזרם לעוצמת צליל הסביבה.
- Own voice pick-up - בעת שיחת טלפון במצב BT Hands Free קול המשתמש נקלט ע"י מיקרופון מכשיר השמיעה.
- אפשרות לכיוון מרחוק באמצעות האפליקציה.
- find my hearing aids – תכונה המאפשרת לאתר את מכשיר השמיעה, באמצעות האפליקציה, במידה והלך לאיבוד. מחייב חיבור קבוע בין המכשירים לבין האפליקציה והפעלת שירותי מיקום בטלפון.

מוצרים תואמים:

- המכשירים תואמים **Roger Direct** - ויכולים לתקשר עם משדר Roger (FM), ללא צורך בחיבור מקלט פיזי.
- תומך באפליקציית **Phonak remote APP**
- **TV connector**
- **Partner Mic** (מיקרופון דיסקרטי וקל לשימוש, שמתאים במיוחד לשיחות בין שני אנשים בסביבה רועשת)
- **Remote Control** (שליטה מרחוק במכשירי השמיעה באופן נוח, אינטואיטיבי ודיסקרטי)

Audeo I70 Sphere

מכשיר שמיעה מסוג רמקול בתעלה, המגיע עם מגוון של ארבעה רסיברים (רמקולים) המגדירים תחומי הגברה שונים, מליקוי שמיעה קל ועד עמוק. סוללה פנימית נטענת.

תכונות פיזיות:

- במכשיר שני מעבדים, אחד מהם ייעודי למטרות עיבוד דיבור על רקע רעש, המפעיל באמצעות AI מערכת סינון רעש = denoising
- לחצן תוכניות ועוצמה (ובנוסף מאפשר מענה וניתוק שיחת טלפון, עבור מכשירי טלפון מצומדים דרך Bluetooth™).
- קישוריות Bluetooth™ המאפשרת חיבור ישיר לכל טלפון חכם עם מערכת הפעלה וגרסת BT תואמים עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68).
- סוללת ליתיום-יון נטענת. 3.5 שעות הטענה מספיקות לעד 56 שעות ללא שימוש בקישוריות. גם במצב של שימוש בתוכנית SSC במשך 9 שעות ביום – הסוללה תספק שימוש של 16 שעות בטעינה אחת. המכשיר נכבה ונדלק אוטומטית עם הכנסתו והוצאתו מהמטען, בהתאמה.
- ניתן להתאים עם טיפ סטנדרטי, מבנה מותאם אישית או עם EasyGuard™.
- מגיע ב-7 צבעים (שינוי צבע מברירת המחדל - בתוספת תשלום).
- מטען עם סוללה נטענת פנימית **Phonak ChargerGo RIC Sphere I**.

תכונות טכניות:

- מעבר אוטומטי בין 6 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים, דיבור ברעש, סינון רעש מרחבי (SSC), נוחות ברעש, מוסיקה ודיבור ברכב (AutoSense OS 7.0 Premium).
- Spheric Speech in Loud Noise – תוכנית ייחודית למכשיר זה, קיימת בתוכנית האוטומטית, המאפשרת שמיעה מיטבית בתנאי הרעש הקשים ביותר. ניתן גם להוסיף כתוכנית ידנית עם אפשרות לשינויים אישיים באמצעות האפליקציה. ברמה זו תכונה זו פועלת ברמה נמוכה יותר מאשר ברמת 90.
- 3 תוכניות הזרמה אוטומטיות.
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 4.
- מספר תוכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 5.
- אבחנה בין הצלילים המוזרמים (שיחת טלפון, מוסיקה או דיבור) וטיפול שונה בהתאם לסוג הצליל.
- Spheric Speech Clarity – מנגנון המאפשר הפרדה חסרת תקדים בין רעש ודיבור, באמצעות בינה מלאכותית.
- הפחתה של מאמץ שמיעתי באמצעות כיוונויות דינאמית ואוטומטית במצב של דיבור על רקע רעש (StereoZoom2 Premium).
- מנגנון המאתר את כיוון הדיבור ומשנה את כיוונויות המיקרופונים והנחתת הרעש בהתאם (SpeechSensor).
- מנגנון להנחתת רעשים מרחבית ודינאמית (Dynamic Noise Cancelation).
- שיפור יכולת הבנת הדיבור בזמן תנועה באמצעות חיישן תנועה המזהה תנועה ומפעיל שינויים בהתנהגות המכשירים בזמן התנועה (Motion Sensor Hearing).
- שליטה בפונקציות שונות במכשירים המחוברים באמצעות הקשה על האוזן (Tap Control).
- נוסחת ההגברה של Phonak (APD 3.0) ואופציה לבחירה של נוסחאות התאמה נוספות לפי הצורך.
- כיוונויות מיקרופונים אדפטיבית מתקדמת (UltraZoom Advanced).
- מנגנון ייחודי להקלת טינטון (Tinnitus balance).
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2).

- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי.
- דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Real Ear Sound).
- 20 ערוצי הגברה.
- מניעת צפצופים (WhistleBlock).
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 20 ערוצים.
- הנחתת רעשי רוח (WindBlock).
- שינוי תכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync). (ניתן לשינוי)
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם לתכנות הקלינאי והסתגלות המשתמש (Auto Acclimatization).
- Environmental balance - שינוי יחסי הנעשה ע"י המשתמש בין עוצמת הצליל המוזרם לעוצמת צלילי הסביבה.
- Own voice pick-up - בעת שיחת טלפון במצב BT Hands Free קול המשתמש נקלט ע"י מיקרופון מכשיר השמיעה.
- אפשרות לכיוון מרחוק באמצעות האפליקציה.
- find my hearing aids – תכונה המאפשרת לאתר את מכשיר השמיעה, באמצעות האפליקציה, במידה והלך לאיבוד. מחייב חיבור קבוע בין המכשירים לבין האפליקציה והפעלת שירותי מיקום בטלפון.

מוצרים תואמים:

- המכשירים תואמים **Roger Direct** - ויכולים לתקשר עם משדר Roger (FM), ללא צורך בחיבור מקלט פיזי.
- תומך באפליקציית **Phonak remote APP**
- **TV connector**
- **Partner Mic** (מיקרופון דיסקרטי וקל לשימוש, שמתאים במיוחד לשיחות בין שני אנשים בסביבה רועשת)
- Remote Control (שליטה מרחוק במכשירי השמיעה באופן נוח, אינטואיטיבי ודיסקרטי)